

Vorteile:

- Schnelle, einfache und genaue Gewichtsermittlung in einem bestehenden Prozess
- Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wiegemethoden
- Genauere Medikamentendosierung möglich
- Einfache Gewichtsdocumentation und Bilanzierung
- Innovative Weltneuheit
- Günstigere Anschaffungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Waagen
- Angenehmeres Patientenerlebnis beim Wiegevorgang.

Bezeichnung	Patiententransferwaage
Artikelnummer Hersteller	M-999
Artikelnummer Transatlantic	4500900
Funktion	Gewichtsermittlung von liegenden Personen, Transferbrett mit eingebauter Waage

Zusatzartikel für die Personenwaage:

4500901	Transport-/Aufbewahrungshülle
4500902	12 Monate Garantieverlängerung
4500903	Starterpaket Medizintechnik
4500904	Starterpaket Bezugswechsel
4500905	Ladekabel, magnetisiert
4500906	EU-Adapter

Weitere Schulungsunterlagen

Schulungsvideo im Internet unter
www.transatlantic.de/patiententransferwaage verfügbar.

Eichung

M20

Diese Waage ist Eichfähig und wird mit Ersteichungskennzeichnung (messtechnischer Kontrolle) ausgeliefert. Das „M“ (metrological) steht für geeicht durch den Hersteller und die Zahlen stehen für das Jahr der Ersteichung. Die Eichung ist wie bei anderen medizinischen Waagen alle 4 Jahre durch das zuständige Eichamt amedizinischer Waagen, in welchen auch diese Waage eingebunden werden kann.

DGUV V3 (Sicherheitstechnische Kontrolle):

M-999

Bedienungsanleitung

Liegt der Waage und dem Gerätehandbuch bei, auf Wunsch digital verfügbar

Service- und Kalibrierhandbuch

Liegt dem Gerätehandbuch bei, auf Wunsch digital verfügbar

Baujahr

Siehe Typenschild auf Produkt

Seriennummer

siehe Typenschild auf Produkt und Gerätehandbuch

Pflege

Übliche Reinigung durch Wischdesinfektion

Folgekosten

Strom, Eichung, DGUV V3 Prüfung

MPBetreibV

§11, §14 nicht notwendig, §4, Absatz 6 ist einzuhalten

Hinweis

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen. QM relevante Informationen entnehmen Sie bitte den offiziellen Dokumenten. Rechtsweg ausgeschlossen.

Es ist kein vergleichbares Produkt im Markt verfügbar - patentierte Innovation.

- Medizinprodukt Klasse Im
- CE Kennzeichen vorhanden Genauere Medikamentendosierung möglich
- Eichklasse: III
- Konformitätserklärung nach MDR
- MDD-zugelassen
- Ersteichung durch Hersteller



Kontroll-Service - Exklusiv bei Transatlantic
Wir übernehmen die sicherheitstechnische Kontrolle für Sie.



Transatlantic
Produkte für eine heile Welt