



TransatlanticClinic

Produkte für eine heile Welt

Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Product description</i>	Hochdruck Spritzenkolben-Set, 1 x 60 ml <i>High pressure syringes set, 1 x 60 ml</i>
Artikelnummer <i>Reference number</i>	2840400
Artikelnummer Hersteller <i>Reference Manufacturer</i>	M330101
Artikelbild <i>Product picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	SHENZHEN ANTMED Co. Ltd. 18 Jinhui Ave., Pingshan New District Shenzhen 518122, China
Klassifizierung <i>Classification rule</i>	Ila
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Vorhanden <i>available</i>
Benannte Stelle <i>Notified Body</i>	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstraße 65 80339 München Kennnummer 0123 <i>Identification number 0123</i>
Zweckbestimmung <i>Intended use</i>	Die Spritze des Multi-Patienten-Spritzensystems ist für die Verabreichung von Kontrastmitteln vorgesehen und für 12 Stunden mit Druck-Injektoren zugelassen. <i>The device of Multi-patient syringe system is intended to be used in the delivery of contrast media and are indicated for 12H with power injector system.</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	vorhanden <i>available</i>
Druck <i>Pressure</i>	20,7 bar (300 PSI / 2068 kPa)
Füllvolumen <i>Filling volume</i>	1 x 60 ml



Material	Spritze 60 ml / <i>Syringe 60 ml</i> • Zylinder / <i>Barrel</i>: PET • Kolben / <i>Plunger</i>: PP • Kolbendichtung / <i>Plunger jacket</i>: Elastomer Schwarz – Black rubber • Schutzkappe / <i>Dust cap</i>: PP
Sterilisation <i>Sterilization</i>	ETO
Kompatible Injektoren <i>Compatible Injector</i>	Nemoto MRI
Verpackung <i>Packaging</i>	1 Spritze verpackt in Blisterverpackung 50 Blisterverpackungen verpackt im Umkarton 520 x 300 x 310 mm / 4,6 kg pro Umkarton <i>1 syringe packed in one Blister packaging 50 Blister packages packed in one cardbox carton 520 x 300 x 310 mm / 4,6 kg per cardbox carton</i>
Lagerung <i>Storage</i>	Trocken Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen Lagertemperatur -18°C bis +50°C <i>Dry Keep away from direct sun Storage temperature -18°C to +50°C</i>