

Technisches Datenblatt / *Technical data sheet*

Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transatlantic Beasy Board Beasy Glyder
Artikelnummer / <i>Item Number</i>	4411080
Artikelbild <i>Picture</i>	
Abmessungen/ <i>Dimensions</i> Gewicht/ <i>Weight</i>	80 cm x 25,5 cm 2,3 kg
Hersteller / <i>Manufacturer</i>	Transatlantic HG Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 7, 61267 Neu-Anspach / Germany
Zweckbestimmung <i>Intendend use</i>	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten. <i>Transfer aid for repositioning patients.</i>
Einmalige Registriernummer <i>Single registration number</i>	DE-MF-000009432
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	Das Beasy-Board ermöglicht den Schiebe-Transfer in der klinischen als auch in der häuslichen Pflege. Insbesondere der Transfer vom Rollstuhl zum Auto, als auch das Verschieben eines Patienten im Bett wird durch das Transatlantic Beasy-Board unterstützt. Zum Transfer in beengten Räumen, wie z.B. dem Badezimmer, kann das Beasy-Board (nach Rücksprache mit der verantwortlichen Person) auch selbstständig verwendet werden <i>The Beasy-Board facilitates sliding transfers in both clinical and home care settings. In particular, the Transatlantic Beasy-Board is designed to assist with transfers from a wheelchair to a car, as well as with repositioning a patient in bed. For transfers in confined spaces, such as the bathroom, the Beasy-Board can also be used independently (after consulting the person in charge).</i>
Material <i>Material</i>	Polypropylen, Polyethylen, Polyamide, ABS <i>Polypropylene, polyethylene, polyamide, ABS</i>
Max. Belastbarkeit <i>max. load capacity</i>	max. 180 kg <i>max. 180 kg</i>
Zertikate <i>Certificates</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485</i>

Klassifikation / CE-Kennzeichnung <i>Classification / CE-Declaration</i>		Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 Anhang VIII <i>Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745 Annex VIII</i>		
Lagerbedingungen <i>Storage</i>		Trocken, vor direkter Sonne schützen <i>Dry, keep away from direct sunlight</i>		
Gebrauchsanweisung <i>Manual</i>		Gebrauchsanweisung beachten! <i>Please pay attention to the user manual!</i>		
Arikelnummer Item number	Verkaufseinheiten/ sales unit	Stück/pcs.	UDI-DI	
4411080	PRI / Box	1	04050856016362(11)xx10(xx)	
Produktkennzeichnung / Product labeling				
				
Konformitätskennzeichnung <i>Mark of conformity</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Artikelnummer Item-Number	Medizinprodukt <i>Medical Device</i>	Gebrauchsanweisung beachten <i>Observe operating instructions</i>
				
Produktkennzeichnung <i>Unique Device Identification</i>	Chargen-/Lot-Nr. <i>Batch no./Lot no</i>	Vor Nässe schützen <i>Keep dry</i>	Vor Sonnenlicht fernhalten <i>Keep away from sunlight</i>	Packungsinhalt <i>Contents of the pack</i>