

Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Druck Spritzenkolben CT, 1 x 200 ml <i>High pressure syringe, 1 x 200 ml</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	2840100
Artikelnummer Hersteller <i>Reference Manufacturer</i>	M100102
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	SHENZHEN ANTMED Co. Ltd. 18 Jinhui Ave., Pingshan New District Shenzhen 518122, China
Importeur <i>Importer</i>	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co.mbH Siemensstraße 7 61267 Neu-Anspach, Germany
Klassifizierung <i>Classification rule</i>	Ila
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Vorhanden <i>available</i>
Benannte Stelle <i>Notified Body</i>	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstraße 65 80339 München Kennnummer 0123 <i>Identification number 0123</i>
Zweckbestimmung <i>Intended use</i>	Der Druck Spritzenkolben ist für die Verabreichung von Kontrastmitteln vorgesehen und für 12 Stunden mit Druck-Injektoren zugelassen. <i>The device of High Pressure Syringe is intended to be used in the delivery of contrast media and are indicated for 12H with power injector system.</i>
Druck <i>Pressure</i>	24,1 bar (350 PSI / 2413 kPa)
Füllvolumen <i>Filling volume</i>	1 x 200 ml

Material	Spritze 200 ml / <i>Syringe 200 ml</i> • Zylinder / <i>Barrel</i>: PET • Kolben / <i>Plunger</i>: PP • Kolbendichtung / <i>Plunger cover</i>: Silikon schwarz – Black rubber • Schutzkappe / <i>Dust cap</i>: PP
Sterilisation <i>Sterilization</i>	ETO
Kompatible Injektoren <i>Compatible Injector</i>	Bayer Stellant DH CT
Abmessung Verpackung <i>Dimension packaging</i>	Karton / <i>Carton</i> : 550 x 380 x 390 mm
Verpackung <i>Packaging</i>	Unterverpackung: 1 Spritze einzeln im Blister verpackt <i>Subpackaging: 1 syringe individually packed in a blister</i> Menge pro Karton: 50 Stück <i>Quantity per carton: 50 pcs</i> Palettenmenge: 16 Kartons (800 Stück) <i>Quantity per pallet: 16 cartons (800 pcs.)</i>
Lagerung <i>Storage</i>	Trocken Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen Lagertemperatur -18°C bis +50°C <i>Dry</i> <i>Keep away from direct sun</i> <i>Storage temperature -18°C to +50°C</i>