

Technisches Datenblatt / Technical data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transaroll Blueboards
Artikelnummern <i>Item Number</i>	4501100 – Standard 4500400 – Mini, nicht faltbar /not foldable 4500403 – Mini, foldable
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstr. 7, 61267 Neu-Anspach (Germany)
Einmalige Registriernummer Hersteller <i>Single registration number manufacture</i>	DE-MF-000009432
Zweckbestimmung <i>Intendend purpose</i>	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten, z.B. von Bett zu Bett, von Bett zu Transportliege, von Bett zu Rollstuhl oder von Rollstuhl zu Auto. <i>Transfer aid for repositioning patients, e.g. from bed to bed, from bed to stretcher, from bed to wheelchair or from wheelchair to car.</i> Röntgen- und MRT-fähig, x-ray and MRT compatible Patent-No.: P1020090048319.5
Material <i>Material</i>	Board: Polyethylen, latexfrei / <i>latex free</i> Bezug / Cover: Nylon beschichtet, latexfrei / <i>coated nylon cover / latex free</i>
Roll- / Zugbelastung <i>Roll- / tensile load</i>	max. 200 kg; mit Gleitfolie max. 300 kg <i>max. 200 kg; with disposable gliding cocer max. 300 kg</i>
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Ja <i>Yes</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	4501100 = 180 x 50 cm, faltbar / <i>foldable</i> 4500400 = 95 x 90 cm, nicht faltbar / <i>not foldable</i> 4500403 = 95 x 90 cm, faltbar / <i>foldable</i> (Abweichungen ± 3% möglich / <i>Deviations ± 3% possible</i>)
Verpackung <i>Packaging</i>	1 Stück verpackt im Polybeutel, verpackt im Umkarton <i>1 pc. packaged in polybag, inside cardboard box</i>

Lagerbedingungen Storage		Trocken, Lagertemperatur: 5° C bis 40° C Dry, Storage temperature: 5°C to 40° C Vor direkter Sonne schützen Keep away from direct sunlight	
Gebrauchsanweisung Manual		Gebrauchsanweisung beachten! Following Instruction for Use	
Verkaufseinheiten/sales unit	Stück/pcs.	UDI-DI	
4501100 PRI / Box	1	(01)04050856043054(11)xx10(xx)	
4500400 PRI / Box	1	(01)04050856036384(11)xx10(xx)	
4500403 PRI / Box	1	(01)04050856033048(11)xx10(xx)	
CE-Kennzeichnung CE-Declaration	Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745		
Produktkennzeichnung / Product labeling			
			
Konformitätskennzeichnung Mark of conformity	Vor Nässe schützen Keep dry	Vor Sonnenlicht fernhalten Keep away from sunlight	Temperaturbegrenzung Temperature limitation
			
Gebrauchsanweisung beachten Following Instruction for Use	Produktionsdatum Production date	Chargen-/Lot-Nr. Batch no./Lot no.	Produktkennzeichnung Mark of Unique Device Identifier
			
Kennzeichnung Medizinprodukt Mark of Medical Device	Faltbar Foldable	Nicht Faltbar Non-foldable	max. Gewichtsbelastung Max. weight load
			
Achtung Attention	Artikelnummer Item number	Hersteller Manufacturer	Schweizer Bevollmächtigter Authorised Representative in Swiss
			
Die Überbrückung freier Transferebenen darf nicht mehr als 15 cm betragen The bridging of free transfer levels must be not exceed 15 cm			