


Technisches Datenblatt / Technical data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transaroll Professionalboard – Mini, nicht faltbar / <i>not foldable</i>
Artikelnummer / Item Number	4400400
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller / Manufacturer	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstr. 7, 61627 Neu-Anspach (Germany)
Einmalige Registriernummer <i>Single registration number</i>	DE-MF-000009432
Zweckbestimmung <i>Intendend purpose</i>	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten, z.B. von Bett zu Bett oder von Bett zu Transportliege. <i>Transfer aid for repositioning patients, e.g. from bed to bed or from bed to stretcher.</i>
Material <i>Material</i>	<u>Kern / Core</u> Polyethylen-Schaum geschlossenzellig, weiß, auf MDF-Träger <i>Polyethylene foam, closed cell, white, on MDF backing</i> <u>Einfassung Kern / Core enclosed in</u> Polyester 210 D (blau), beidseitig silikonbeschichtet <i>210D polyester (blue), silicone-coated on both sides</i> <u>Rolltuch / Cover</u> Polyester 280 D, einseitig PVC-beschichtet <i>280D polyester, PVC-coated on one side</i> <u>Endleisten / End strips</u> HDPE (1 x mit Polyester-Schlaufe) <i>HDPE (1 x with polyester-loop)</i>
Reinigung <i>Cleaning</i>	<u>Blauer Unterbezug/Blue Undercover</u> Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Bei Verwendung von Bleichmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln können sich die Funktionseigenschaften des blauen Bezuges nachhaltig verschlechtern. Der blaue Bezug kann mit Desinfektionslösungen auf Sauerstoffbasis problemlos desinfiziert werden. <i>When cleaning, do not use abrasive or bleaching agents or sharp-edged objects. If bleach or cleaning agents containing alcohol are used, the functional properties of the blue cover may permanently</i>

	<i>deteriorate. The blue cover can be easily disinfected with oxygen-based disinfectant solutions.</i> <u>Silberner Bezug/Silver Cover</u> Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Bei Verwendung von Bleichmitteln können sich die Funktionseigenschaften des Bezuges nachhaltig verschlechtern. Der silberne Bezug kann mit Desinfektionslösungen auf Alkoholbasis problemlos desinfiziert werden. Für die Anwendung in hygienisch sensiblen Bereichen, verwenden Sie bitte die Einweg-Schutzfolie. <i>Silver cover When cleaning, do not use abrasive or bleaching agents or sharp-edged objects. If bleach is used, the functional properties of the cover may permanently deteriorate. The silver cover can be easily disinfected with alcohol-based disinfectant solutions.</i>	
Abmessungen Dimensions	82 x 50 cm	
Max. Belastbarkeit max. load capacity	200 kg	
Gewicht	2 kg	
Kontraindikation Contraindication	Keine bekannten Kontraindikationen <i>No known contraindications</i>	
Klassifizierung / CE-Kennzeichnung Classification / CE-Declaration	Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 Anhang VIII <i>Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745 Annex VIII</i>	
Zertifikate Certificates	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485</i>	
Verpackung Packaging	1 Stück verpackt im Polybeutel, verpackt im Umkarton <i>1pcs in a polybag, packaged inside a cardboard box</i>	
Lagerbedingungen Storage	Trocken, Lagertemperatur: 5° bis 35° C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperature: 5° to 35° C Keep away from direct sunlight</i>	
Gebrauchsanweisung Manual	Gebrauchsanweisung beachten! <i>Please pay attention to the user manual!</i>	
Verkaufseinheiten/sales unit	Stück/pcs.	UDI-DI
PRI / Box	1	04050856034014(11)xx10(xx)

Produktkennzeichnung / Product labeling							
							
Vor Nässe schützen Keep dry	Vor Sonnenlicht fernhalten Keep away from sunlight	Temperaturbegrenzung Temperature limitation	Gebrauchsanweisung beachten Observe operating instructions	Produktionsdatum Observe operating instructions	Chargen-/Lot-Nr. Batch no./Lot no.	Produktkennzeichnung Unique Device Identification	Medizinprodukt Medical Device
							
Rutschgefahr Slip hazard	Hersteller Manufacturer	Die Überbrückung freier Transferebenen darf nicht mehr als 15 cm betragen The bridging of free transfer levels must be not exceed 15 cm		max. Gewichtsbelastung Max. weight load	Warnung Warning	Artikelnummer Item-Number	Schweizer Bevollmächtigter Swiss Representative
							
					faltbar foldable	Umlagerung Bett zu Bett Bed-to bed transfer	Konformitätskennzeichnung Mark of conformity