

Transaroll®

Patientenumlagerung

Praktische Hilfen für den einfachen und ergonomischen Patiententransfer

- ✓ Rollboards & Zubehör
- ✓ Patientenwaage
- ✓ Aufbewahrungssysteme
- ✓ Umbettungstücher
- ✓ Rutschbretter & Zubehör

 **Transatlantic**
Produkte für eine heile Welt

Seit über 30 Jahren Ihr Experte für Umlagerungshilfen aller Art

In den 1980er Jahren haben wir Rollboards und Rutschbretter auf dem deutschen Markt eingeführt. Heute sind sie der Standard zur liegenden und sitzenden Umlagerung in allen Bereichen der Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Mit einfacher Handhabung, rückschonendem Arbeiten und optimalem Patientenkomfort erleichtern unsere Transarollboards und Rutschbretter den Alltag in der Pflege und dem Rettungsdienst.

Als Hersteller mit Standort in Deutschland garantieren wir höchste Qualität und kurze Lieferwege. Zudem sind wir nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Unsere Medizinprodukte haben das relevante Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen und tragen damit das CE-Kennzeichen nach MDR.

Profitieren Sie von unserem Service

Um Ihnen die Umsetzung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung zu erleichtern, bieten wir Ihnen unseren unverbindlichen Service „Rollboardcheck“ an. Im Rahmen einer sicherheitstechnischen Kontrolle prüfen wir die Funktionsfähigkeit und bestätigen den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Boards durch eine entsprechende Kennzeichnung.

Die Einweisung in die sachgerechte Handhabung ist inklusive. Um Ihnen die Arbeit noch mehr zu erleichtern, bekommen Sie eine Auflistung ihrer Boards mit Angabe des Zustandes und des Standortes. So haben Sie den perfekten Überblick aller Rollboards in Ihrem Haus.



Rückschonend für den Anwender



Ökonomisch dank langer Haltbarkeit der Produkte



Arbeitserleichternd und somit mehr Zeit für die Patienten



Über 30 Jahre Erfahrung mit Umlagerungshilfen




Äußerst hygienisch durch einfache Reinigung oder durch Verwendung von speziellen Schutzhüllen



Würdevoll für den Patienten


Über Transatlantic

Zuverlässige Zusammenarbeit baut auf Vertrauen. Deshalb brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen. Wir von Transatlantic beraten und unterstützen unsere Kunden seit über 85 Jahren und haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine bessere, individuellere, menschlichere und effizientere medizinische Versorgung zum Wohle der Patienten und Anwender zu schaffen. Kompetente Unterstützung und Beratung erfahren Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte durch unsere qualifizierten Medizinprodukteberater.



Rollboards & Zubehör **4**

Hilfsmittel für die liegende Umlagerung



Patientenwaage **9**

Patienten einfach liegend wiegen



Aufbewahrungssysteme **10**

Hygienische Lagerung von Rollboards und Folien



Umbettungstücher **11**

Absorbierende Transferhilfen



Rutschbretter & Zubehör **12**

Umlagerungshilfen rund um den Rollstuhl

Rollboards – Hilfsmittel für die liegende Umlagerung

	Silver	Hygiene	Blue	Professional	Smart	Klipp-Klapp
Größen	5	3	4	5	2	1
Enden	integrierte Tragegriffe	integrierte Tragegriffe	integrierte Tragegriffe	Plastik-Endleiste mit Schlaufen	Endleiste mit Schlaufe	Ohne
Belastung	350 kg	300 kg	300 kg	200 kg	200 kg	180 kg
Röntgenfähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haltbarkeit	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★
Gleitfähigkeit	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★
Einsatzmöglichkeiten	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★
Hygiene	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★
	#1	#2	#3	#4	#5	#6

Weitere Informationen zu den erhältlichen Varianten finden Sie in den einzelnen Produktinformationen oder auf unserer Website unter: www.transatlantic.de



Was bedeutet was? Standard, Mini, Ambu, Long, Special und Slim sind die Größeneinheiten unserer Rollboards.

**Bitte beachten Sie, dass die Größen aller Rollboards um +/- 3% abweichen können.*

Standard: ca. 180 x 50 cm.

Unsere gängigste Größe, da die Boards in allen Bereichen eingesetzt werden können.

Mini: Zwischen 95-82 x 50 cm.

Die Boards werden primär in der Gynäkologie und Proktologie eingesetzt, da sie eine Umlagerung ermöglichen auch wenn die Beine hochgelagert sind.

Ambu: zwischen 86-75 x 45-40 cm.

Sie sind durch ihre schmale Größe besonders für kurze Distanzen und Transfers wie zum Beispiel von schmalen Tragen im Rettungsdienst geeignet. Zudem sind sie sehr platzsparend in der Aufbewahrung und können auch unter einer Trage gelagert werden.

Long: ca. 195 x 50 cm.

Sie sind speziell für große Patienten und für Betten ohne störendes Kopf- und Fußteil geeignet.

Special: ca. 150 x 60 cm.

Sie eignen sich besonders für adipöse Patienten, und Umlagerungen, bei denen eine größere Strecke überbrückt werden muss.

Slim: ca. 120 x 40 cm.

Sie eignen sich besonders für die Umlagerung der Trage in der Notaufnahme und im CT.

Für eine reibungslose Patientenumlagerung müssen die schwersten Punkte des Körpers auf dem Rollboard liegen - die Schultern und das Becken. Daher sind unsere Transaroll Boards in der Größe Standard am gängigsten. Sie sind in allen Bereichen einsetzbar und ermöglichen einen für Patienten und Anwender angenehmen Transfer, da sowohl der Kopf als auch die Fersen auf dem Board liegen. In unserem Portfolio finde Sie aber auch Sonderlösungen für den OP mit Beinhochlagerung (Mini), für die Ambulanz und Notaufnahme (Ambu, Slim) sowie für sehr große oder adipöse Patienten (Long, Special).

Grundsätzlich gilt jedoch, dass vor allem die Breite des Rollboards, das für seine Einsatzfähigkeit bestimmend ist. Je breiter das Rollboard, desto größere Distanzen können überbrückt werden. Ob ein Rollboard faltbar ist oder nicht hat keinen Einfluss auf seine Transfereigenschaften. Sie können lediglich platzsparender aufbewahrt werden, beispielsweise in unserer Wandhalterung Organizer.



Transaroll Silverboard* – Das Rollboard mit der silbernen Hülle

Das Transaroll Silverboard ist der neue Standard in allen Bereichen zur liegenden Umlagerung. Durch seine äußerst stabilen Grundkörper ermöglicht das Silverboard einen ergonomischen und einfachen Patiententransfer.

Standard (faltbar)
180 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500030

Special (nicht faltbar)
150 x 60 cm
Artikel-Nr. 4500034

Mini (nicht faltbar)
95 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500029

Special (faltbar)
150 x 60 cm
Artikel-Nr. 4500033

Mini (faltbar)
95 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500028

Keyfacts

Kern

Starker Grundkörper aus Polyethylen

Hülle

Hygienisches, antibakterielles Gleittuch

Enden

Integrierte Tragegriffe, äußerst stabil

Belastung

350 kg max.


Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Ideal für Adipositas Patienten
- ✓ Das einzige Rollboard, welches ermöglicht einen Menschen zu heben
- ✓ Keine Kanten, alle Ecken sind abgerundet
- ✓ Keine magnetischen Teile, Plastikteile oder Schrauben
- ✓ Röntgenfähig und geeignet für das MRT
- ✓ Umlagerung auch bei Weichlagermatratzen
- ✓ Keine Endleiste (höchste hygienische Sicherheit)
- ✓ Mit allen gängigen Reinigungsmitteln desinfizierbar

* Das abgebildete Design dient der Veranschaulichung. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

Transaroll Hygieneboard - Höchste hygienische Sicherheit

Das Hygieneboard ermöglicht den hygienischsten Einsatz aller Zeiten. Das Rollboard besteht aus einem stabilen und leicht zu reinigendem Grundkörper und einer grünen Gleitfolie welche bei jedem Einsatz neu auf das Rollboard gezogen wird.



Standard (faltbar)
180 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500026

Mini (faltbar)
95 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500036

Mini (nicht falbar)
95 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500035

Keyfacts



Kern

Starker Grundkörper aus Polyethylen



Hülle

Einweg Gleitfolie




Enden

Integrierte Tragegriffe, äußerst stabil



Belastung

300 kg max.



Transaroll Blueboard - Das Rollboard für die Pflege

Auf die Durchschnittsgröße und das Gewicht der Patienten in Europa abgestimmt, eignet es sich sowohl für den schonenden Transfer in der häuslichen Pflege, als auch für den Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern und Pflegeheimen, die auf Qualität und Erfahrung vertrauen. Der Bezug des Rollboards ist maschinenwaschbar.

Standard (faltbar)
180 x 50 cm
Artikel-Nr. 4501100

Long (faltbar)
195 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500406

Mini (nicht faltbar)
95 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500400

Mini (faltbar)
95 x 50 cm
Artikel-Nr. 4500403

Keyfacts



Kern

Starker Grundkörper aus Polyethylen



Hülle

Polyamid




Enden

Integrierte Tragegriffe, äußerst stabil



Belastung

300 kg max.



Transaroll Professionalboard* – Der Klassiker seit über 30 Jahren

Unsere Transaroll Professionalboards sind bereits seit über 30 Jahren auf dem deutschen Medizinmarkt und sind heute noch so verlässlich wie damals. Bestehend aus einem Spezial-Leichtschaum, der trotz seines geringen Gewichtes sehr belastbar und strapazierfähig ist.

Standard (nicht faltbar)
180 x 50 cm
Artikel-Nr. 4401150

Standard (faltbar)
180 x 50 cm
Artikel-Nr. 4401100

Mini (nicht faltbar)
82 x 50 cm
Artikel-Nr. 4400400

Ambu (nicht faltbar)
80 x 40 cm
Artikel-Nr. 4400114

Slim (nicht faltbar)
120 x 40 cm
Artikel-Nr. 4400420

Keyfacts



Kern

Spezial Leichtschaumstoff



Hülle

Hygienesches, antibakterielles Gleittuch



Enden

Plastik Endleiste mit Schlaufen



Belastung


200 kg max.

Transaroll Smartboard* - kostengünstige Alternative

Dieses Rollboard ist perfekt geeignet für alle, die auf der Suche nach einem kostengünstigen Rollboard sind, aber dennoch nicht auf eine hohe Gleitfähigkeit verzichten wollen.

Standard (faltbar)
180 x 50 cm
Artikel-Nr. 4400102

Ambu (faltbar)
86 x 40 cm
Artikel-Nr. 4400101



Keyfacts



Kern

Strukturkammerplatte aus Kunststoff, umhüllt mit PE-Schaumfolie



Hülle

Hybridbezug aus Nylon



Enden

Endleiste mit Schlaufe




Belastung

200 kg max.

* Das abgebildete Design dient der Veranschaulichung. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

Transaroll Klipp-Klapp-Board – Das Rollboard für jeden Rettungswagen



Das Transaroll Klipp-Klapp-Board wurde extra für den Rettungsdienst kreiert. Durch den 2-fach klappbaren Körper des Boardes kann es ganz einfach, schnell und platzsparend im Rettungswagen verstaut werden.

Ambu (2-fach faltbar)
75 x 45 cm
Artikel-Nr. 4400103

Keyfacts

 **Kern**
HDPE Board

 **Hülle**
Graues Gleittuch

 **Enden**
Ohne Griffe

 **Belastung**
max. 180 kg

Zubehör - Folien für einen schnellen, hygienischen Einsatz



Einweg Gleitfolie

Dank der hervorragenden Gleiteigenschaften, ist die Folie auch ohne Rollboard für die Bewegung des Patienten im Bett geeignet.

Standard, 60 Stk.
(Rolle, perforiert)
180 x 53 cm
Artikel-Nr. 4400204

Einweg, Meterware
(Rolle, zuschneidbar)
100 m x 60 cm
Artikel-Nr. 4400200

Einweg, Meterware
(Karton)
100 m x 60 cm
Artikel-Nr. 4400203




Einweg Schutzfolie

Schützt das Rollboard im Einzelfall vor möglichen Verunreinigungen.

**Einmal-Schutzfolie,
150 Stk., antistatisch**
(Rolle, perforiert)
54 x 100 cm
Artikel-Nr. 4500126

**Einmal-Schutzfolie,
100 Stk., antistatisch**
(Rolle, perforiert)
56 cm x 195 cm
Artikel-Nr. 4500125N

**Einmal-Schutzfolie,
50 Stk, Standard**
(Karton, gefaltet)
60 cm x 195 cm
Artikel-Nr. 4500120



Patientenwaage – Einfach liegend wiegen

Mit der innovativen mobilen Patientenwaage können Patienten einfach im Liegen oder während des Transfers gewogen werden. Dank des schnellen und effizienten Wiegevorgangs, der sich einfach in die täglichen Arbeitsabläufe integrieren lässt, muss das Gewicht nicht mehr geschätzt werden. Genaue Gewichtsangaben helfen Medikamente exakt zu dosieren und dadurch auch Leben zu retten.

180 x 70 x 3 cm
 Artikelnummer: 4500900

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Transferbrett mit eingebauter Waage
- ✓ Wiegt den Patienten schnell und akkurat während der Umlagerung
- ✓ Würdevolles Wiegen, weniger Stress für den Patienten
- ✓ Schnell, einfach, zeitsparend
- ✓ Akkurate Verabreichung von gewichtsabhängigen Medikamenten
- ✓ Großes Display mit Hold-Funktion
- ✓ Kapazität: 250 kg
- ✓ Akku mit 50 Stunden Laufzeit bei Dauerbetrieb

Keyfacts

 Eichklasse

Eichklasse 3

 Hülle

PVC-beschichtete Polyesterplatte

 Griffe

Integrierte Tragegriffe

 Belastung

250 kg max.

Hygienische Aufbewahrungslösungen für eine sichere und saubere Lagerung von Rollboards und Folien

Unsere Wandhalterungen bieten innovative Lösungen für die Aufbewahrung von Rollboards und Schutzfolien in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Ob fest an der Wand montiert oder flexibel mit einem mobilen Saughaken - unsere Produkte ermöglichen eine hygienische und griffbereite Lagerung.

Sie sind speziell entwickelt, um den Anforderungen im medizinischen Umfeld gerecht zu werden und die tägliche Arbeit zu erleichtern.

Mobiler Saughaken zum Aufhängen von Rollboards

Artikel-Nr. 4400086



Abroller für Einmalschutzfolie und Aufhängung für Rollboards

Artikel-Nr. 4400088

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Sichere und saubere Lagerung der Rollboards und Schutzfolien.
- ✓ Platzsparende Aufbewahrung.
- ✓ Einfache Installation der Wandhalterung mit oder ohne Schrauben.
- ✓ Flexibel einsetzbar dank mobiler Saughaken für glatte Oberflächen.
- ✓ Schneller Zugriff auf Rollboards und Folien, wenn sie benötigt werden

Umbettungstücher – Absorbierende Transferhilfen

Die revolutionären Tücher eignen sich hervorragend als wasserdichte Unterlagen und zum rücken-schonenden Transfer eines Patienten.

Die Vorteile im Überblick:


- ✓ Unterlage und Transfertuch mit Griffen in einem Produkt
- ✓ Sicher und stabil zu greifen dank mehrerer Griffe
- ✓ Kann alleine oder zusammen mit unseren Transaroll Boards verwendet werden
- ✓ Schneller und sauberer Einsatz
- ✓ Einmal-Produkt

Multi-Umbettungstuch

80 x 210 cm
Artikel-Nr. 4700181S

Keyfacts

<p> Material</p> <p>Oberfläche außen: Polyethylen Folie, blau</p> <p>Saugkörper: Superabsorber, Flocke-Tissue-Gemisch</p> <p>Vlies: Polypropylen (wasseraufnehmend bzw. wasserdurchlässig)</p>	<p> Griffe</p> <p>8 integrierte Griffe</p> <p> Flüssigkeitsaufnahme</p> <p>4l Flüssigkeitsaufnahme</p>	<p> Belastung</p> <p>200 kg max.</p>
--	--	--



XXL-Umbettungstuch

107 x 210 cm
Artikel-Nr. 4700081S

Keyfacts

<p> Material</p> <p>Antimikrobielles Polyestergerewebe</p>	<p> Flüssigkeitsaufnahme</p> <p>4l Flüssigkeitsaufnahme</p>	<p> Griffe</p> <p>16 integrierte Griffe</p>	<p> Belastung</p> <p>350 kg max.</p>
---	---	--	--

Rutschbretter & Zubehör - Umlagerungshilfen rund um den Rollstuhl

In unserem breiten Sortiment bieten wir nützliche Hilfsmittel für den sitzenden Transfer. Unsere Rutschbretter sind für alle Bereiche in der Klinik und Pflege bestens geeignet und erleichtern ergonomisches Arbeiten.



Rutschbrett Silber Gleiter

Der Klassiker in allen Bereichen



Rutschbrett Beasy

Das Pflegerutschbrett mit dem Drehteller



Rutschbrett meinHOLTZ

Das Designprodukt mit individuellen Motiven

Was ist ein Rutschbrett?

Rutschbretter erleichtern das Umsetzen von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit. Sie bilden eine Brücke zwischen dem Rollstuhl und einer weiteren Oberfläche, wie z.B. dem Bett, der Toilette oder dem Autositz.

Wer kann ein Rutschbrett verwenden?

Grundsätzlich kann jeder ein Rutschbrett verwenden, dem es schwer fällt sich vom Rollstuhl aus umzusetzen. Es ermöglicht einen aktiven Transfer mit größtmöglicher Selbstständigkeit. Auch für Angehörige oder Personen, die Pflegebedürftigen helfen, kann ein Rutschbrett eine große Erleichterung darstellen und rückenentlastend sein.



Rutschbrett Silber Gleiter – der Klassiker in allen Bereichen

Die Silber Gleiter M und L haben eine von Therapeuten entwickelte Form, die sich seit vielen Jahren bewährt hat. Die Rutschbretter minimieren dank sehr glatter Oberfläche den Reibungswiderstand während Antirutschauflagen das Wegrutschen des Brettes auf der Unterlage verhindern.



Silber Gleiter M

67 x 22 cm

Artikelnr. 4500414

Hilfsmittelnr. 22.29.01.3017

Silber Gleiter L

85 x 25 cm

Artikelnr. 4500415

Hilfsmittelnr. 22.29.01.3018

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfacher Transfer zwischen Rollstuhl - Auto - Bett
- ✓ Einfache Handhabung durch großen Haltegriff
- ✓ Äußerst hygienisch durch eine glatte Rutschfläche ohne Rillen
- ✓ Mit allen gängigen Reinigungsmitteln leicht desinfizierbar
- ✓ Dezent und unauffälliges Design
- ✓ Belastbar bis 180 kg
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer



Transa Sit On Tuch

30,5 x 58 cm

Artikelnr. 4410525

Das Transa Sit On Tuch unterstützt die Gleitfähigkeit des Silber Gleiters und vereinfacht den Transfer bei nackter Haut.

Anti Rutschpads

Silber Gleiter M

14,5 x 18 cm

Artikelnr. 4500418

Silber Gleiter L

20 x 20 cm

Artikelnr. 4500419


Die Anti Rutschpads sind kaum sichtbar und sehr strapazierfähig. Sie können nach Bedarf ersetzt werden.

Rutschbrett Beasy – das Pflegerutschbrett mit dem Drehteller

Um Scher- und Reibungskräfte zu vermeiden, sitzt man bei den Beasy Modellen sicher auf der selben Stelle, nämlich der Transferscheibe. Die Transferscheibe gleitet und dreht sich auch unter höchster Belastung immer gleichmäßig leicht.

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Leichtester Transfer durch gleitende Drehscheibe
- ✓ Einfacher Transfer zwischen Rollstuhl - Auto - Bett
- ✓ Einfache Handhabung durch großen Haltegriff auf der Rückseite
- ✓ Eindeutig vorgegebener Transferweg
- ✓ Besonders geeignet für schwere, ältere und/oder gebrechliche Menschen
- ✓ Erhebliche Erleichterung für Anwender, auch bei Hilfe durch weitere Person
- ✓ Mit allen gängigen Reinigungsmitteln leicht desinfizierbar
- ✓ Belastbar bis 180 kg
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt



Beasy Glyder

80 x 25,5 cm
Artikelnr. 4411080

Transporttasche
Artikelnr. 4411501

Beasy II

68 x 30 cm
Artikelnr. 4411068

Transporttasche
Artikelnr. 4411500



Beasy Trans

102 x 30 cm
Artikelnr. 4411102

Transporttasche
Artikelnr. 4411502



Rutschbrett meinHOLTZ

65 x 24 cm

Hilfsmittelnr. 22.29.01.3020



Rutschbrett meinHOLTZ – das Designprodukt mit individuellen Motiven

meinHOLTZ ist mehr als nur ein Rutschbrett. Es verbindet die für eine Transferhilfe notwendige Funktionalität und einfache Handhabung mit ansprechenden, modernen Designs. Gewöhnlich sind sie eher schlicht. Jetzt gibt es sie in tollen neuen Designs. Uns lag es am Herzen ein Produkt zu entwickeln, welches Design und optimale Funktionalität verbindet und was man gerne zeigt.

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Moderne Designs von schlicht bis bunt
- ✓ Einfacher Transfer zwischen Rollstuhl - Auto - Bett
- ✓ Von Therapeuten entwickelte Form
- ✓ Minimiertes Abrutschrisiko durch die sanfte Mulde auf der Oberseite
- ✓ Optimale Stabilität durch Mehrfachverpressung
- ✓ Entspricht Nachhaltigkeitsanforderungen durch Holz als nachwachsendem Rohstoff
- ✓ Mit allen gängigen Reinigungsmitteln leicht desinfizierbar
- ✓ Belastbar bis 150 kg
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt mit Hilfsmittelnnummer



Kleiner DIY Tipp:

Handelsübliche Permanentmarker halten hervorragend auf dem Rutschbrett. So kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden.

„Die Belastung in Pflegeberufen wächst ständig. Umso wichtiger ist es auch Entlastung zu schaffen – zum Beispiel in der einfachen und ergonomischen Umlagerung von Patienten.“

Kai Stolpe, Geschäftsleitung



Unser Qualitätsversprechen an Sie

Für uns steht die Sicherheit des Anwenders im Vordergrund. Als Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten sind wir nach der DIN EN ISO 9001 sowie der DIN EN ISO 13485 geprüft und zertifiziert. All unsere Medizinprodukte sind CE-gekennzeichnet und haben z.T. eine Hilfsmittelnummer. Dadurch, dass wir unsere Rollboards, Rutschbretter und weiteren Artikel als Medizinprodukte Inverkehrbringen gewährleisten wir, dass unsere Produkte die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllen und das vorgeschriebene Konformitätsverfahren durchgeführt wurde. Somit erfüllen unsere Produkte auch die Anforderungen des Medizinprodukte Durchführungsgesetz (MPDG) und der Medizinprodukte-Anwendermelde- und Informationsverordnung (MPAMIV).



Transatlantic
Handels-Gesellschaft
Stolpe & Co. mbH

Siemensstraße 7
61267 Neu-Anspach

Telefon: 06081 943050
Fax: 06081 943080

Mail: info@transat.de
www.transatlantic.de