

Produktdatenblatt
Product data sheet

Artikelbezeichnung <i>Item identification</i>	Transaflow Patientenwechselleitung spiralisiert 200cm PWLS-20 <i>Transaflow Patient line spiraled 200cm PWLS-20</i>
Artikelnummer <i>Item number</i>	2580425
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	CARDEA GmbH & Co. KG Deutschland <i>Germany</i>
Zweckbestimmung <i>Intended purpose</i>	Die Patientenwechselleitung ist in Kombination mit dem KAS für die Applikation von Kontrastmittel durch die Kontrastmittelinjektorspritzen mittels Druck von einer Kontrastmittel-Pumpe (Injektor) zum Patienten vorgesehen. Die Patientenwechselleitung ist für den einmaligen Gebrauch an einem Patienten vorgesehen. Der auf dem Produktetikett angegebene Nenndruck ist beim Einsatz zu beachten. <i>The patient line is provided in combination with the KAS for the application of contrast agent by the contrast agent injector syringes by means of pressure from a contrast medium pump (injector) to the patient. The patient line is intended for single use on one patient. The nominal pressure indicated on the product label must be observed during use.</i>
Druck <i>pressure</i>	Pmax: 21 bar (305 PSI / 2100 kPa)
Füllvolumen <i>Filling volume</i>	4,6ml ± 0,2ml
Produktmaße <i>Product dimensions</i>	Durchmesser innen: 1,65mm <i>Inner diameter:</i> Durchmesser außen: 3,15mm <i>Outer diameter:</i> Wandstärke: 0,75mm <i>Wall thickness:</i> Länge: 200cm <i>Length:</i>

Material <i>Material</i>	LL Adapter ml: ABS Terluc 2802 HD transparent <i>LL adapter m:</i> LL Adapter Rot. Blau: MABS Terluc 2822HD / PC Lexan HP2REU <i>LL adapter rot. blue:</i> Schlauch: PVC Nakan FEA 852 N T01 <i>Tube:</i> Rückschlagventil: MABS Terluc 2802HD / Silikon transparent <i>Check valve: Silicone transparent</i> Kappe wbl.: PP Purell HPS 70 M <i>Cap fm.:</i>
Spezifische Kriterien <i>Specific criteria</i>	Kurzzeitkontakt (< 30 Tage) <i>Short term contact (< 30 days)</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	Ila
Normen <i>Standards/Regulation</i>	CARDEA ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016 <i>CARDEA is certified according DIN EN ISO 13485:2016</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	vorhanden <i>available</i>
Name und Nummer der benannten Stelle <i>Name and Number of Notified Body</i>	mdc medical device certification GmbH Kriegerstraße 6, 70191 Stuttgart Kennnummer: 0483 <i>Identification number:</i>
Verpackung <i>Packaging</i>	1 Stück verpackt in Tiefziehverpackung 50 Tiefziehverpackungen verpackt in Stanzverpackung <i>1 piece packed in 1 Thermoforming packaging</i> <i>50 Thermoforming packages packed in 1 punching packaging</i>
Lagerbedingungen <i>Storage</i> Gebrauchsanweisung <i>Instructions for use</i>	Trocken, Lagertemperatur: 5°C bis 35°C <i>Dry, Storage temperature: 5°C to 35°C</i> Vor direkter Sonne schützen, nicht bei beschädigter Verpackung verwenden <i>Keep away from direct sunlight, do not use if the packaging is damaged</i>

