

Produktdatenblatt
Product data sheet

Artikelbezeichnung <i>Item identification</i>	Transaflow Patientenwechselleitung 300cm PWL-30 <i>Transaflow Patient line 300cm</i> <i>PWL-30</i>
Artikelnummer <i>Item number</i>	2580500
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	CARDEA GmbH & Co. KG Deutschland <i>Germany</i>
Zweckbestimmung <i>Intended purpose</i>	Die Verbindungsleitungen dienen zur Durchleitung von Medien (NaCl-Lösung und/oder Kontrastmittel) zum Patienten. <i>The connecting lines are used to convey media (NaCl solution and/or contrast media) to the patient.</i>
Druck <i>pressure</i>	Pmax: 21 bar (305 PSI / 2100 kPa)
Füllvolumen <i>Filling volume</i>	2,1ml/m ± 0,2ml
Produktmaße <i>Product dimensions</i>	Durchmesser innen: 1,65mm <i>Inner diameter:</i> Durchmesser außen: 3,15mm <i>Outer diameter:</i> Wandstärke: 0,75mm <i>Wall thickness:</i> Länge: 300cm <i>Length:</i>
Material <i>Material</i>	LL Adapter ml: ABS <i>LL adapter m:</i> LL Adapter Rot. Blau: MABS / PC <i>LL adapter rot. blue:</i> Schlauch: PVC <i>Tube:</i> Rückschlagventil: MABS / Silikon

	Check valve: <i>Silicone</i> Kappe wbl.: PP Cap fm.:
Spezifische Kriterien <i>Specific criteria</i>	Kurzzeitkontakt (< 30 Tage) <i>Short term contact (< 30 days)</i> Medizinprodukt zur Einmalanwendung <i>Medical device for single use</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	Ila
Normen <i>Standards/Regulation</i>	CARDEA ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016 <i>CARDEA is certified according DIN EN ISO 13485:2016</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	vorhanden <i>available</i>
Name und Nummer der benannten Stelle <i>Name and Number of Notified Body</i>	mdc medical device certification GmbH Kriegerstraße 6, 70191 Stuttgart Kennnummer: 0483 <i>Identification number:</i>
Verpackung <i>Packaging</i>	1 Stück verpackt in Tiefziehverpackung 50 Tiefziehverpackungen verpackt in Stanzverpackung <i>1 piece packed in 1 Thermoforming packaging</i> <i>50 Thermoforming packages packed in 1 punching packaging</i>
Lagerbedingungen <i>Storage</i> Gebrauchsanweisung <i>Instructions for use</i>	Trocken, Lagertemperatur: 5°C bis 35°C <i>Dry, Storage temperature: 5°C to 35°C</i> Vor direkter Sonne schützen, nicht bei beschädigter Verpackung verwenden <i>Keep away from direct sunlight, do not use if the packaging is damaged</i>

