

Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Abroller für Einmalschutzfolie incl. Aufhängungsmöglichkeit für Rollboards, zur Wandmontage <i>Dispenser for disposable protective film incl. suspension option for rollboards, for wall mounting</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	4400088
Artikelbild <i>Picture</i>	
Vertrieb <i>Distributor</i>	Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH
Material und Gewicht <i>Material and weight</i>	Pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß, ca. 3 kg <i>Sheet steel powder-coated, white, approx 3 kg</i>
Verwendungszweck <i>Intended use</i>	Der Abroller für Einmal-Schutzfolien dient zur Aufbewahrung von Schutzfolienrollen mit einer Breite bis zu 60 cm. Der Abroller besitzt einen Befestigungshaken zum Aufhängen von Rollboards verschiedener Größen. Durch die 4 Befestigungslöcher kann der Abroller leicht an der Wand montiert werden. <i>The cover dispenser for disposable protective cover is suitable for storage of protective cover rolls with a width up to 60 cm. The cover dispenser has a fixing hook for hanging up rollboards of various sizes. Because of the 4 mounting holes, the cover dispenser can be easily fixed on the wall.</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	65 cm (L) x 13 cm (B) x 15 cm (H) 65 cm (L) x 13 cm (W) x 15 cm (H)
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485</i>
Verpackung <i>Packing</i>	1 Stück eingeschlagen in Folie, verpackt im Karton <i>1 pcs. wrapped in white foil, packed in cardbox</i>
Lagerbedingungen <i>Usage warning</i>	Trocken, Lagertemperatur: 5° bis 25°C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperatur: 5° to 25°C Keep away from direct sunlight</i>