

Unsere angebotenen Kolben sind kompatibel mit folgenden Injektoren - eine Übersicht

Ob CT oder MRT – das Transaflow® Multi-Patienten-Spritzen-System, zur Verabreichung von Kontrastmittel, ermöglicht einen hygienisch sicheren, zeitsparenden und ressourcenschonenden Arbeitsalltag in der Radiologie. Sowohl die Kolben als auch die Multi-APS Systeme sind mit allen gängigen Kolbeninjektoren kompatibel.



Hersteller	Geräte- typ	Multi-APS & Wechsel- leitungen	Kolben	Kolben Spezifikation		Einsatz- dauer	Art.Nummer	HSN-Nr.
Medrad® Stellant	CT	✓	✓	Kolben	200 ml	bis 24 h bis 12 h	2850100 2840100	R100102 M100102
Medrad® Spectris	MRT	✓	✓	Kolbenset	2 x 65 ml	bis 24 h bis 12 h	2850001 2840001	M130103 M130102
Medrad® Spectris Solaris EP	MRT	✓	✓	Kolbenset	65/115 ml	bis 24 h bis 12 h	2850002 2840002	M130204 M100302
Medtron Accutron®	CT/MRT	✓	✓	Kolben	200 ml	bis 24 h bis 12 h	2850300 2840300	R400104 M400104
Nemoto Dual Shot alpha 7	CT	✓	✓	Kolben	100 ml	bis 24 h bis 12 h	2850411 2840411	R300101 M300101
Nemoto Dual Shot alpha 7	CT	✓	✓	Kolben	200 ml	bis 24 h bis 12 h	2850412 2840412	R300102 M300102
Nemoto SonicShot 7	MRT	✓	✓	Kolben	60 ml	bis 24 h bis 12 h	2850400 2840400	R340300 M340300
Guerbet Opti- Vantage® (früher Mallinckrodt)	CT	✓	✓	Kolben	200 ml	bis 24 h bis 12 h	2850500 2840500	R200101 M200101
Bracco Empower CTA®	CT	✓	✓	Kolbenset	2 x 200 ml	Einmal- Produkt	2820200	420102

Standardisierung sowie Sicherheit und Hygiene in der Radiologie-Routine

Mit unserem Multi-Patienten-Spritzen-System werden Routinen in der Kontrastmittelapplikation optimiert. Das System besteht aus unserem bewährten 12 oder 24 Stunden Transaflow® Multi-APS Kontrastmittel-Füllsystem und den passenden 12 oder 24 Stunden Spritzenkolben. Komplementiert wird das geschlossene System mit unseren Patientenleitungen PWL (glatt) und PWLS (spiralisiert) in gewünschter Länge.

- ✓ Mit speziellem Tropf- und Verklebestopp
- ✓ Mehrfachanwendung bis 12/24 h
- ✓ Zertifiziert durch die DGKH e.V.

Weitere Informationen zu unserem Transaflow® Angebot erhalten Sie unter: info@transat.de

Transatlantic - Ihr Experte für Umlagerung, Fixiersysteme, Kontrastmittelapplikation & Klinikbedarf

Entdecken Sie unsere Produktbereiche Patientenumlagerung, Fixiersysteme sowie Zubehör für den Klinikalltag. Transatlantic bietet Produkte an, die auf die spezifischen Anforderungen in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Sanitätshäuser abgestimmt sind.



Unser Versprechen an Sie: Produkte für eine heile Welt

Zuverlässige Zusammenarbeit baut auf Vertrauen. Wir von Transatlantic beraten und unterstützen unsere Kunden seit über 85 Jahren und haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine bessere, individuellere, menschlichere und effizientere medizinische Versorgung zum Wohle der Patienten und Anwender zu schaffen.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb unserer Produkte. Unsere Produkte sind von höchster Qualität und werden von uns sorgfältig ausgewählt und getestet. Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Produkten an, die auf die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse ihrer Einrichtungen zugeschnitten sind. Mit unserem Service möchten wir unseren Kunden helfen, ihre Arbeit effektiver und effizienter zu gestalten und somit zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen.

Kompetente Unterstützung und Beratung erfahren Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte durch unsere qualifizierten Medizinprodukteberater.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ✓ Persönliche Beratung vor Ort | ✓ Maßgeschneiderte Lösungen |
| ✓ Exzellenter Service | ✓ RollboardCheck |



Transatlantic
Handelsgesellschaft
Stolpe & Co. mbH

Siemensstraße 7
61267 Neu-Anspach

Telefon: 06081 943050
Fax: 06081 943080

Mail: info@transat.de
www.transatlantic.de