













Technisches Datenblatt / Technical data sheet										
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Silber Gleiter <i>Silver Glider</i>									
Artikelnummer / <i>Item number</i>	4500414 (M) + 4500415 (L)									
Artikelbild <i>Picture</i>										
Hersteller / <i>Manufacture</i>	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 7, 61267 Neu-Anspach, Germany									
Einmalige Registriernummer Hersteller <i>Single registration number manufacture</i>	DE-MF-000009432									
Zweckbestimmung <i>Intendend purpose</i>	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten, z.B. von Bett zu Bett, von Bett zu Transportliege, von Bett zu Rollstuhl oder von Rollstuhl zu Auto. <i>Transfer aid for repositioning patients, e.g. from bed to bed, from bed to stretcher, from bed to wheelchair or from wheelchair to car.</i>									
Material <i>Material</i>	Polyethylen hoher Dichte (HDPE) <i>High density polyethylene (HDPE)</i>									
Belastbarkeit <i>load-bearing capacity</i>	<table border="0"> <tr> <td>Höchstgewicht <i>Patientweight</i></td> <td></td> <td>Abstand zwischen den Auflagern <i>Gap between supports</i></td> </tr> <tr> <td>130 kg</td> <td>-</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>180 kg</td> <td>-</td> <td>20 cm</td> </tr> </table>	Höchstgewicht <i>Patientweight</i>		Abstand zwischen den Auflagern <i>Gap between supports</i>	130 kg	-	30 cm	180 kg	-	20 cm
Höchstgewicht <i>Patientweight</i>		Abstand zwischen den Auflagern <i>Gap between supports</i>								
130 kg	-	30 cm								
180 kg	-	20 cm								
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485</i>									
Hilfsmittelnummer <i>Aid number</i>	22.29.01.3017 (gültig für Artikel-Nr. / <i>valid for:</i> 4500414) 22.29.01.3018 (gültig für Artikel-Nr. / <i>valid for:</i> 4500415)									
Abmessungen <i>Dimensions</i>	Größe/Size M = 67 cm x 22 cm x 1 cm Größe/Size L = 85 cm x 25 cm x 1 cm									
Verpackung <i>Packing</i>	1 St. in Folie verpackt, verpackt im Umkarton <i>1 pc. in a stretch foil, inside a cardboard box</i>									

Lagerbedingungen <i>Storage</i>		Trocken, Lagertemperatur: 5° bis 35° C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperatur: 5° to 35° C Keep away from direct sunlight</i>				
Gebrauchsanweisung <i>Manual</i>		Gebrauchsanweisung beachten! <i>Please pay attention to the user manual!</i>				
Arikelnummer Item number	Verkaufseinheiten/ sales unit	Stück/pcs.	UDI-DI			
4500414	PRI / Box	1	04050856041463(11)xx10(xx)			
4500415	PRI / Box	1	04050856041470(11)xx(10)xx			
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>		Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 <i>Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745</i>				
Produktkennzeichnung / Product labeling						
						
Konformitätskennzeichnung <i>Mark of conformity</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Artikelnummer Item-Number	Produktionsdatum <i>Observe operating instructions</i>	Chargen-/Lot-Nr. <i>Batch no./Lot no.</i>	Produktkennzeichnung <i>Unique Device Identification</i>	Medizinprodukt <i>Medical Device</i>
						
Gebrauchsanweisung beachten <i>Observe operating instructions</i>	Temperaturbegrenzung <i>Temperature limitation</i>	Vor Sonnenlicht fernhalten <i>Keep away from sunlight</i>	Warnung <i>Warning</i>			