

Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Name</i>	Transafix® Multifixierung, unsteril <i>Transafix® Multifixing, non-sterile</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	8100200
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstr. 7, 61267 Neu-Anspach Deutschland / <i>Germany</i>
Verwendungszweck	Die Transafix Multifixierung ist eine innovative Lösung zur einfachen und hygienischen Fixierung medizinischer Zu- und Abgänge an Bett, Bettwäsche oder Kleidung. <i>The Transafix multifixation is an innovative solution for simple and hygienic fixation of medical accessories to the bed, bed linen or clothing.</i>
Material <i>Material</i>	<u>Klettband zur Fixierung / Velcro for fixing:</u> Velcro® Band / <i>Velcro® strap</i> <u>Band mit Kleber / Tape with adhesive</u> Velcro® Band mit Acrylat Kleber / <i>Velcro® strap with Acrylat adhesive</i> <u>Abdeckmaterial / Covering material:</u> Papier, silikonisiert, weiß <i>Paper, siliconized, white</i>
Besonderheiten <i>Special Features</i>	Nicht zur Anwendung am Patienten vorgesehen <i>Not intended for use on patients</i>
Normen <i>Standards/Regulations</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	200 (±10) mm x 56 (±2) mm

Kartonabmessung <i>Carton size</i>	1. Verpackungsstufe – PE Beutel / <i>1st. packaging stage – pe bag</i> 100 x 250 x 0,050 mm Menge / Quantity: 25 Stück	
	2. Verpackungsstufe – Faltschachtel / <i>2nd packaging stage – Folding box</i> 205 x 159 x 90 mm Menge: 10 Beutel á 25 Stück Quantity: 10 bags with 25 pcs.	
Lagerbedingungen <i>Storage Instructions</i>	Trocken, Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Keep away from direct sunlight</i>	
Verkaufseinheiten/sales unit	Stück/pcs.	GTIN
PE-Beutel	25	04050856048264
Versandkarton	250	04050856048301