

Informationen zur PTW

Bezeichnung:	Patiententransferwaage
Artikelnummer:	4500900
Funktion:	Gewichtsermittlung von immobilen Patienten Transferbrett mit Wiegefunktion
Vertrieb Deutschland:	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstr. 7 61267 Neu-Anspach, Germany
Lieferant:	Marsden Weighing Group Unit 1, Genesis Business Park, Sheffield Road, Rotherham, S60 1DX Vereinigtes Königreich
Häufigkeit des Einsatzes:	mehrfach / 50 Stunden Dauerbetrieb
Einsatzgebiet:	ZNA, Intensiv, Stroke, CPU, Innere, Weaning, Thorax, etc.
Schulung:	Erklärungsvideo ausreichend
Eichung:	Die Waage ist eichfähig und wird mit Ersteichung Kennzeichnung (Messtechnische Kontrolle) geliefert. Das „M“ steht für geeicht durch den Hersteller (metrological) und die Zahlen für das Jahr der Eichung. Medizinische Waagen: Z.B. in Krankenhäusern, Babywaagen in Arztpraxen: 4 Jahre gültig. Eichung nach 4 Jahren durch zuständiges Eichamt von Klinik durchzuführen
	
Eichklasse:	III
DGUV V3: (Sicherheitstechn. Kontrolle)	Alle 2 Jahre notwendig, von Klinik durchzuführen
Bedienungsanleitung:	Wird mitgeliefert und kann als Dokument digital zugesendet werden
Medizinprodukt:	Ja, Klasse Im
Alternativprodukt:	Nein
Baujahr:	Siehe Typenschild
Folgekosten:	Strom, Eichung und DGUV V3 Prüfung
Pflege:	Einfaches Reinigen, siehe Bedienungsanleitung
Seriennummer:	Siehe Typenschild
CE-Kennzeichnung:	Vorhanden
MPBetreibV:	§ 11 & § 14 nicht notwendig § 4, Absatz 6 ist einzuhalten

Weitere Informationen zur PTW:

- Schnellere und genaue Gewichtsermittlung in einem bestehenden Prozess
- Zeitersparnis in der täglichen Pflege
- Genaue Dosierung von Medikamenten möglich
- Einfache Gewichts-dokumentation und höhere Kassenzuschüsse
- Es ist eine patentierte Innovation
- Keine Vergleichsprodukte auf dem Markt

Bei Fragen steht Ihnen
Ihr/e gewohnte/r
Ansprechpartner/in gerne zur
Verfügung



Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH
Siemensstr. 7 | 61267 Neu-Anspach | Germany
Tel.: +49 (0) 6081 943050 | Fax +49 (0) 6081 943080
E-Mail: info@transat.de
Internet: www.transatlantic.de

Taunussparkasse Neu-Anspach BLZ 512 500 00 | Kto. 513 980 33
IBAN: DE2512500000051398033 | BIC/SWIFT Code: HELADEF1TSK
Amtsgericht Usingen HRB 8164 | USt-IdNr.: DE 811147625 | IK 330641367
Geschäftsführer: Kai Stolpe