

Medizinische Zu- und Abgänge – einfach, hygienisch & sicher fixiert

- ✓ Fixierstreifen
- ✓ Tubusfixierungen
- ✓ Nasale Sondenfixierungen
- ✓ IV-Kanülenfixierung

Seit über 30 Jahren Made in Germany

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich Fixiersysteme spiegelt sich in einer besonders ausgewogenen und praxisorientierten Produktpalette wider. So bieten wir neben unseren Fixierstreifen mit praktischer Klettlasche auch Nasale Sondenfixierungen für Magen- oder Sauerstoffsonden, Tubusfixierungen für eine sichere und hygienische Intubation sowie klassische Katheterfixierungen.

Fixiersysteme - die perfekte Lösung für alle Anliegen

Unsere Fixierungen finden in der Intensivstation, in der stationären und häuslichen Pflege, sowie dem Rettungsdienst Anwendung und sind für Säuglinge, Kinder und Erwachsene geeignet. Patientenkomfort und einfache, hygienische Handhabung stehen für uns an oberster Stelle. Daher werden unsere Fixiersysteme regelmäßig überprüft und nach neusten Erkenntnissen kontinuierlich verbessert. Da Hygiene bei der Patientenversorgung von höchster Priorität ist, bieten wir fast alle Produkte in unserem Sortiment als sterile und unsterile Versionen an.



Hautschonend auch bei sensibler Haut



Maximaler Patientenkomfort



Geeignet für einen Einsatz bis zu 30 Tagen



Höchste hygienische Sicherheit

Über Transatlantic

Zuverlässige Zusammenarbeit baut auf Vertrauen. Deshalb brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen. Wir von Transatlantic beraten und unterstützen unsere Kunden seit über 85 Jahren und haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine bessere, individuellere, menschlichere und effizientere medizinische Versorgung zum Wohle der Patienten und Anwender zu schaffen. Kompetente Unterstützung und Beratung erfahren Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte durch unsere qualifizierten Medizinprodukteberater.



Transafix



Transaflow



Transaroll



Transaplust



Anwendungsbereiche 4



Fixierstreifen 5




Tubusfixierung 8



Nasale Sondenfixierung 9



IV-Kanülenfixierung 10



Produkte in Originalgröße 11

Anwendungsbereiche & Produkte



Für Intensivstationen

Die Intensivstation ist der Ort, an dem kritisch kranke Patienten intensiv überwacht und/oder behandelt werden müssen. Dies bedeutet, dass sich die Pflegekräfte mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit um den Patienten kümmern müssen. Kleinigkeiten müssen dabei einfach, schnell und sicher ablaufen. Deswegen haben wir Fixierungen entwickelt, die den Klinikalltag für die Pflegekräfte einfacher machen und dabei über einen hohen Patientenkomfort sowie Sicherheit verfügen. Alle Produkte für die Intensivstation entsprechen den höchsten Hygienestandards und sind zum Teil auch als sterile Varianten verfügbar.

✓ Fixierstreifen

✓ Tubusfixierung

✓ Multifixierung



Für die stationäre Pflege

In der stationären Pflege wie in Pflege- oder Altenheimen, aber auch auf den Stationen im Krankenhaus ist oft wenig Zeit für die Patienten. Daher ist es wichtig, dass die Abläufe schnell, sicher und einfach funktionieren. Unsere Fixierungen, die in der stationären Pflege eingesetzt werden, sind so konzipiert, dass sie sehr einfach in der Handhabung sind und dennoch über einen hohen Patientenkomfort verfügen.

✓ Fixierstreifen

✓ IV-Kanülenfixierung

✓ Nasale Sondenfixierung

✓ Multifixierung




Für die häusliche Pflege

In der häuslichen Pflege werden die Patienten nicht nur von professionellen Pflegern, sondern auch häufig von Angehörigen versorgt. Daher müssen die dort angewandten Produkte eine simple Handhabung haben und dabei sicher und hygienisch sein.

✓ Fixierstreifen

✓ Nasale Sondenfixierung

✓ Multifixierung



Für Rettungsdienste:

Der Rettungsdienst führt in Notfällen die Erstversorgung durch, deshalb müssen Abläufe schnell, hygienisch und unkompliziert verlaufen. Unsere Produkte sind dafür bestens geeignet, da sie einfach in der Handhabung sind und dabei höchsten Hygiene- und Qualitätsstandards entsprechen.

✓ Fixierstreifen

✓ Tubusfixierung

✓ IV-Kanülenfixierung



Transafix Fixierstreifen – Die Fixierung für Zu- und Abgänge mit der Klettlasche

Die Transfix Fixierstreifen finden seit über 30 Jahren Anwendung in jeglichen Bereichen der Pflege. Basisträger der Klettbandauflage ist ein atmungsaktives und hautschonendes Trägerpflaster, welches für längerfristige Anwendungen* geeignet ist. Darin ist ein Klettverschluss integriert, mit welchem die Zuleitungen in einer Klebefläche fixiert werden können.

Transafix Fixierstreifen No. 1

Steril

50 Stück / Box
7,5 x 1,6 cm
Artikel-Nr. 8800100
PZN 11269030

Unsteril

100 Stück / Box
7,5 x 1,6 cm
Artikel-Nr. 8700150
PZN 00506113

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Freie Bewegung oder feste Fixierung des Schlauches in der Klettlasche
- ✓ Hautschonend, auch bei sensibler Haut
- ✓ Empfohlen für z.B. PEG Sonden, Urinkatheter, CAPD, ...
- ✓ Für eine längerfristige Behandlung* geeignet
- ✓ Maximaler Patientenkomfort
- ✓ Höchster Qualitätsstandard
- ✓ Beliebig häufiges Öffnen und Verschließen der Klettlasche möglich



Anwendungsgebiete

kleinere Volumina, Sonden,
Kabel, Leitungen



Liegedauer

5 - 7 Tage

* langfristige Anwendung > 30 Tage

Transafix Fixierstreifen No. 2

Steril

50 Stück / Box
9 x 3 cm
Artikel-Nr. 8800200
PZN: 11269082

Unsteril

50 Stück / Box
9 x 3 cm
Artikel-Nr. 8700250
PZN: 00506107




Anwendungsgebiete

PEG, CAPD, Infusionen u.Ä.



Liegedauer

5 - 7 Tage



Anwendungsgebiete

Blasenkatheter / Urinkatheter und suprapubische Katheter sowie Wunddrainagen, Zentrale-Venen-Katheter, Leitungen u. Ä.



Liegedauer

5 - 7 Tage

Transafix Fixierstreifen No. 3

Steril

30 Stück / Box
15 x 4,5 cm
Artikel-Nr. 8800300
PZN: 11269099

Unsteril

25 Stück / Box
15 x 4,5 cm
Artikel-Nr. 8700350
PZN: 11268964



Transafix PEG Set No. 10

Artikel-Nr. 8801004
30 Stück / Box

Bestehend aus:

1 Transafix Fixierstreifen No. 2
1 Drainagekomresse 6 x 8 cm
1 Fixierpflaster 12 x 15 cm
4 Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm
PZN 15528712

Transafix PEG Set No. 10 – Die Komplettlösung für PEG-Sonden

Bei PEG-Sonden besteht die Gefahr, dass sie durch Mobilität ungewollt entfernt werden oder dass es zu einer übermäßigen Zugbelastung kommt, welche Entzündungen an der Einstichstelle hervorrufen kann. Daher werden diese oft mit einer einfachen Naht und zusätzlich mit einem Tape Pflaster fixiert. Mit unserem PEG Set No. 10 haben wir eine Komplettlösung entwickelt, die dies vermeidet und ausgesprochen komfortabel für den Patienten ist.

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Komplettlösung, keine weiteren Produkte notwendig
- ✓ Entzündungen an der Einstichstelle werden durch sichere Fixierung der PEG Sonde vermieden
- ✓ Langfristige Tragedauer ohne Hautirritationen
- ✓ Sichere und einfache Handhabung bei hohem Patientenkomfort



Anwendungsgebiete

PEG-Sonden



Liegedauer

5-7 Tage (Transafix No. 2)



Transafix Fixierhalter-Set

Besonders bei der Anwendung von Tuben ist eine sichere und komfortable Fixierung wichtig. Mit unserem Transafix Fixierhalter-Set haben wir eine perfekte Lösung dafür entwickelt. Das Set besteht aus zwei Teilen, den 2 Wangenplatten, erhältlich in Vlies oder Hydrocolloid, sowie einem weichen Fixierband mit einer Länge von 40 cm. Die Halterung kann individuell eingestellt werden und ist somit für alle Größen geeignet.

Die Wangenhalter und das Fixierband sind durch einen sicheren Klettverschluss verbunden. Dank der hautschonenden Materialien, ist eine langfristige Anwendung von bis zu 12 Tagen möglich. Beide Materialien, Vlies und Hydrocolloid, sind sehr hautverträglich. Bei Patienten mit sehr empfindlicher oder geschädigter Haut empfehlen wir den Gebrauch der Hydrocolloid Wangenplatten.

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfache und sichere Fixierung durch Klettverschluss an Wangenplatten und Fixierband
- ✓ Höchster Qualitätsstandard
- ✓ Hautschonend, auch bei sensibler Haut
- ✓ Schnelle und einfache Reinigung des Mundes möglich
- ✓ Effizienter als herkömmliche Lösungen
- ✓ Keine Rückstände am Tubus
- ✓ Fixierung möglich ohne den Kopf anzuheben



Anwendungsgebiete

Endotracheal Tuben, Ernährungssonden, Sauerstoffsonden, etc.



Liegedauer

Vlies ca. 3 Tage, Hydrocolloid ca. 5 Tage, Fixierband nach Bedarf

Transafix Fixierhalter - Set aus Vlies

Set aus 2 Wangenplatten + 1 Fixierband

Steril

Artikel-Nr. 8800600
30 Stück / Box
PZN 18817144

Unsteril

Artikel-Nr. 8700600
50 Stück / Box
PZN 00506099

Transafix Fixierband

Steril

Artikel-Nr. 8800800
50 Stück / Box
PZN 9482012

Unsteril

Artikel-Nr. 8700800
50 Stück / Box
PZN 00506082

Wangenplatten aus Vlies

Steril

Artikel-Nr. 8800700
50 Paar / Box
PZN 18817150

Unsteril

Artikel-Nr. 8700700
50 Paar / Box
PZN 00506136

Wangenplatten aus Hydrocolloid

Unsteril

Artikel-Nr. 8700701
50 Stück / Box



Transafix Nasale Sondenfixierung

Das Einsetzen von nasalen Magensonden ist eine häufige Anwendung in Krankenhäusern. Die Sonde wird dabei durch die Nase des Patienten in den Magen geschoben. Deswegen muss die Sonde sicher auf dem Nasenrücken des Patienten fixiert werden. Unser Transafix Nasal Fixiersystem bietet dafür die perfekte Lösung. Die Kombination von Nasalhalter aus Hydrocolloid und dem Nasalband macht das System einsatzbereit.

Beide Komponenten sind durch einen sicheren Klettverschluss verbunden. Dank der hautschonenden Materialien, ist eine langfristige Anwendung von bis zu 12 Tagen möglich. Dies reduziert Hautirritationen und Entzündungen und beugt einer intensiven Nachpflege vor. Hydrocolloid ist sehr hautverträglich und auch bei sensibler Haut empfehlenswert.

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfaches Verbinden und Trennen von Nasalhalter und Nasalband durch Klettverschluss
- ✓ Anpassbar an Bedürfnisse des Patienten
- ✓ Einfaches Entfernen ohne Rückstände
- ✓ Hautschonend, auch bei sensibler Haut
- ✓ Höchster Qualitätsstandard
- ✓ Nasalhalter wird bei Sondenwechsel NICHT entfernt, nur das Nasalband wird ausgetauscht
- ✓ Sonde ist beweglich, dadurch wird Dekubitus an der Naseninnenwand vorgebeugt



Anwendungsgebiete

Ernährungssonden,
Sauerstoffsonden, etc.



Liegedauer

Hydrocolloid ca. 5 Tage,
Nasalband nach Bedarf


Transafix Nasalhalter - Set aus Hydrocolloid

Unsteril

Set aus 1 Nasalhalter + 1 Nasalband

Artikel-Nr. 8210400

50 Stück / Box



IV Kanülenfixierung

Die Kanülenfixierung des Herstellers Pharmaplast S.A.E. mit nicht verklebender Wundauflage hat eine hervorragende Hafteigenschaft und ist dabei sehr hautverträglich. Dadurch kann sie bis zu 7 Tage auf der Haut verweilen. Sie lässt sich rückstandslos und schmerzfrei entfernen.

IV Kanülenfixierung Steril

Artikel-Nr. 8900001P
100 Stück / Box
PZN 18379425

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfache, sichere und komfortable Fixierung von peripheren Verweilkanülen
- ✓ Geeignet für eine längerfristige Anwendung dank sehr hautverträglichem Material
- ✓ Lässt sich rückstandslos und einfach entfernen
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Maximaler Patientenkomfort
- ✓ Höchster Qualitätsstandard



Anwendungsgebiete
periphere Verweilkanülen



Liegedauer
5-7 Tage

Transafix Multifixierung


Die Transafix Multifixierung ist eine innovative Lösung zur einfachen und hygienischen Fixierung medizinischer Zu- und Abgänge an Bett, Bettwäsche oder Kleidung. Das Produkt besteht aus einem robusten Klebepflaster, das speziell dafür entwickelt wurde, nicht auf der Haut, sondern auf Oberflächen wie Stoff oder Möbel zu haften. Auf der Oberseite befindet sich ein starkes Klettband, das eine sichere Befestigung von Schläuchen unterschiedlichster Art ermöglicht. Mit einer Länge von 20 cm und einer Breite von 2,5 cm bietet die Transafix Multifixierung ausreichend Fläche, für organisiertes Schlauch- und Kabelmanagement.

Die Vorteile im Überblick:




- ✓ Schläuche lassen sich schnell befestigen oder lösen
- ✓ Minimiert Verunreinigungen, hält Schläuche sauber und ordentlich
- ✓ Für diverse Schlaucharten, ideal in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder zu Hause
- ✓ Leichtes Entfernen, ohne Rückstände oder Schäden
- ✓ Einfaches Design für intuitive Handhabung
- ✓ Keine metallischen Teile, daher für MRT geeignet

Multifixierung Unsteril

Artikel-Nr. 8100200
25 Stück / Box



Produktabbildungen in Originalgröße



*„Hygienisch, sicher, hautschonend.
Einfach mehr Komfort für Ihre Patienten ohne
Mehraufwand.“*

Kai Stolpe, Geschäftsleitung



Unser Qualitätsversprechen an Sie

Für uns steht die Sicherheit des Anwenders im Vordergrund. Als Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten sind wir nach der DIN EN ISO 9001 sowie der DIN EN ISO 13485 geprüft und zertifiziert. All unsere Transafix sind nach MDR CE-gekennzeichnet und haben z.T. eine Pharmazentralnummer (PZN). Dadurch, dass wir unsere Fixiersysteme als Medizinprodukte Inverkehrbringen gewährleisten wir, dass unsere Produkte die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllen und das vorgeschriebene Konformitätsverfahren durchgeführt wurde. Somit erfüllen unsere Produkte auch die Anforderungen des Medizin-Durchführungsgesetz (MPDG) und der Medizinprodukte-Anwendermelde- und Informationsverordnung (MPAMIV).



Transatlantic
Handels-Gesellschaft
Stolpe & Co. mbH

Siemensstraße 7
61267 Neu-Anspach

Telefon: 06081 943050
Fax: 06081 943080

Mail: info@transat.de
www.transatlantic.de