

Technisches Datenblatt / Technical data sheet							
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Silber Gleiter <i>Silver Glider</i>						
Artikelnummer <i>Item number</i>	4500414 (M) + 4500415 (L)						
Artikelbild <i>Picture</i>							
Hersteller / <i>Manufacture</i>	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 7, 61267 Neu-Anspach, Germany						
Einmalige Registriernummer <i>Single registration number</i>	DE-MF-000009432						
Zweckbestimmung <i>Intendend purpose</i>	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten, z.B. von Bett zu Rollstuhl oder von Rollstuhl zu Auto. <i>Transfer aid for repositioning patients, e.g. from bed to wheelchair or from wheelchair to car.</i>						
Material <i>Material</i>	Polyethylen hoher Dichte (HDPE) <i>High density polyethylene (HDPE)</i>						
Belastbarkeit <i>load-bearing capacity</i>	<table> <tr> <td>Höchstgewicht <i>Patientweight</i></td><td>Abstand zwischen den Auflagen <i>Gap between supports</i></td></tr> <tr> <td>130 kg -</td><td>30 cm</td></tr> <tr> <td>180 kg -</td><td>20 cm</td></tr> </table>	Höchstgewicht <i>Patientweight</i>	Abstand zwischen den Auflagen <i>Gap between supports</i>	130 kg -	30 cm	180 kg -	20 cm
Höchstgewicht <i>Patientweight</i>	Abstand zwischen den Auflagen <i>Gap between supports</i>						
130 kg -	30 cm						
180 kg -	20 cm						
Abmessungen <i>Dimensions</i>	Größe/Size M = 67 cm x 22 cm x 1 cm Größe/Size L = 85 cm x 25 cm x 1 cm						
Verpackung <i>Packing</i>	In Folie verpackt, verpackt im Umkarton <i>In a stretch foil, inside a cardboard box</i>						
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, Lagertemperatur: 5° bis 35° C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperatur: 5° to 35° C</i> <i>Keep away from direct sunlight</i>						
Gebrauchsanweisung <i>Manual</i>	Gebrauchsanweisung beachten! <i>Please pay attention to the user manual!</i>						
Hilfsmittelnummer <i>Aid number</i>	22.29.01.3017 (gültig für Artikel-Nr. / valid for: 4500414) 22.29.01.3018 (gültig für Artikel-Nr. / valid for: 4500415)						
Zertifikate <i>Certificates</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485</i>						

Klassifizierung / CE-Kennzeichnung <i>Classification / CE-Declaration</i>		Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 Anhang VIII <i>Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745 Annex VIII</i>				
Arikelnummer/ Item number		Verkaufseinheiten/ sales unit		Stück/pcs.	UDI-DI	
4500414		PRI / Box		1	04050856041463(11)xx10(xx)	
4500415		PRI / Box		1	04050856041470(11)xx(10)xx	
Produktkennzeichnung / <i>Product labeling</i>						
						
Konformitäts- kennzeichnung <i>Mark of conformity</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Artikel-nummer Item-Number	Produktions- datum <i>Observe operating instructions</i>	Chargen-/Lot- Nr. <i>Batch no./Lot no.</i>	Produkt- kennzeichnung <i>Unique Device Identification</i>	Medizinprodukt <i>Medical Device</i>
						
Gebrauchs- anweisung beachten <i>Observe operating instructions</i>	Temperatur- begrenzung <i>Temperature limitation</i>	Vor Sonnen- licht fern-halten <i>Keep away from sunlight</i>	Warnung <i>Warning</i>	max. Gewichts- belastung max. weight load		