

# Artikel-Information

Artikelbezeichnung	Schutzkittel, weiß
Artikelnummer	<b>1750055</b>
Artikelbild	
Verpackungseinheit	10 Stück / Beutel 25 Beutel / Karton 12 Kartons / Palette
Material	MDPE-Schlauchfolie Folienstärke von 40 µm
Größe	100 x 140 cm (B x L)
Dichte	0,935 g/cm <sup>3</sup>
Schmelzindex	1,5 g/10 min
Besonderheiten	Der Artikel ist wasserundurchlässig
Ursprungsland	Deutschland
<b>Eine Rücknahme dieses Artikels ist ausgeschlossen!</b>	
<b>Die Folie ist zur Produktion von medizin-technischer Schutzkleidung geeignet. Der produzierte Schutzkittel ist derzeit noch nicht zertifiziert.</b>	