


Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	LDPE-Schürzen <i>LDPE Aprons</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	1750125T
Artikelbild <i>Picture</i>	
Vertrieb <i>Distributor</i>	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 7 61267 Neu-Anspach, Germany
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	Folienstärke / <i>Foil thickness</i> : 18 μ \pm 5 μ Folienfarbe / <i>Foil colour</i> : weiß, gehämmert / <i>white, embossed</i>
Material <i>Material</i>	Polyethylen niederer Dichte (LDPE) <i>Low-density polyethylene (LDPE)</i>
Besonderheiten <i>Special Features</i>	Einzel gefaltet in der Spenderbox, Latex frei, antistatisch <i>Single folded in dispenser box, latex-free, antistatic</i>
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485</i>
Abmessungen Produkt <i>Dimensions product</i>	75 x 125 cm \pm 5cm
Abmessung Verpackung <i>Dimension packaging</i>	Spenderbox / <i>dispenser box</i> : 245 x 125 x 55 mm Karton / <i>Carton</i> : 300 x 265 x 255 mm Palette / <i>pallet</i> : 800 x 1.200 x 1.680 mm
Verpackung <i>Packaging</i>	Menge pro Karton: 500 Stück <i>Quantity per carton: 500 pcs</i> Unterverpackung: 10 Boxen à 50 Stück <i>Subpackaging: 10 boxes of 50 pieces</i> Palettenmenge: 60 Kartons (30.000 Stück) <i>Quantity per pallet: 60 cartons (30.000 pcs.)</i>
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Keep away from direct sunlight</i>