




<b>Technisches Datenblatt / Technical Data sheet</b>	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transafix® HYDRO Fixierhalter-Set, steril <i>Transafix® HYDRO fastening system, sterile</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	8600610
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 21-23 61267 Neu-Anspach, Germany
Produktspezifikation/Material <i>Product Specification/Material</i>	Polyamid / polyamide Hydrokolloid / <i>hydrocolloid</i>
Besonderheiten <i>Specials</i>	Latex frei – DEHP frei <i>latex-free – DEHP free</i>  PVC (unter Verwendung von Cadmium als Stabilisator) wird bei der Herstellung unserer Pflaster nicht verwendet. <i>PVC (used with Cadmium as stabiliser) is not used during the manufacture of our fixing tape.</i>
Material <i>Material</i>	<u>Fixierband / Fixing band</u> Velourband, weiß/ <i>Velor ribbon, white</i> Klebstoff / <i>Adhesive: Hotmelt / Hotmelt</i> Abdeckmaterial / <i>Covering material: Papier, silikonisiert, weiß</i> <i>Paper, siliconized, white</i>  <u>Wangenplatten / Cheek plates</u> Klebstoff / <i>Adhesive: Hotmelt / Hotmelt</i> Abdeckmaterial / <i>Covering material: Papier, silikonisiert, weiß</i> <i>Paper, siliconized, white</i>  Beschichtung / <i>Coating: Hydrokolloid / Hydrocolloid</i>
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 + DIN EN ISO 9001 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485 + DIN EN ISO 9001</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Ja Yes
Name und Nummer der Benannten Stelle <i>Name and Number of Notified Body</i>	ecm Zertifizierungsgesellschaft für Medizinprodukte in Europa mbH, Bismarckstraße 106, 52066 Aachen / Germany 0481



# Transatlantic Clinic

Produkte für eine heile Welt

Verpackung/Abmessung <i>Packaging/Dimensions</i>	30 Stück pro Faltschachtel, 205 x 160 x 90 mm 120 Stück pro Umkarton, 330 x 220 x 210 mm <i>30 pcs. per box, 205 x 160 x 90 mm</i> <i>120 pcs. per outer carton, 330 x 220 x 210 mm</i>
Lagerbedingungen <i>Storage</i> Gebrauchsanweisung <i>Usage warning</i>	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 25° C <i>Dry, Storage temperature: 10° to 25° C</i> Vor direkter Sonne schützen <i>Keep away from direct sunlight</i>

