

Technisches Datenblatt / Technical data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transaroll Smartboard – Standard
Artikelnummer / Item Number	4400102
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller / Manufacturer	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 7, 61267 Neu-Anspach (Germany)
Einmalige Registriernummer Hersteller <i>Single registration number manufacture</i>	DE-MF-000009432
Zweckbestimmung <i>Intendend purpose</i>	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten, z.B. von Bett zu Bett, von Bett zu Transportliege, von Bett zu Rollstuhl oder von Rollstuhl zu Auto. <i>Transfer aid for repositioning patients, e.g. from bed to bed, from bed to stretcher, from bed to wheelchair or from wheelchair to car.</i>
Material <i>Material</i>	<u>Kern / Core</u> Strukturkammerplatte aus Kunststoff, umhüllt mit PE-Schaumfolie, eingeschweißt in Hülle aus PES-Gewebe mit PVC-Beschichtung <i>Structural chamber panel made of plastic, wrapped in PE foam film, shrink-wrapped in a cover made of PES fabric with PVC coating</i> <u>Rolltuch / Cover</u> PES-Gewebe mit PVC-Beschichtung, blau <i>PES fabric with PVC coating, blue</i>
Reinigung <i>Cleaning</i>	Blauer Bezug Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Bei Verwendung von Bleichmitteln können sich die Funktionseigenschaften des blauen Bezuges nachhaltig verschlechtern. Der blaue Bezug kann mit Desinfektionslösungen auf Sauerstoffbasis problemlos desinfiziert werden. Board Das Board selbst ist sehr widerstandsfähig und kann mit normalen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Konventionelle Reinigung: Verwenden Sie zum Reinigen warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Board ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen.

	Blue cover Do not use any abrasive or bleaching agents or sharp-edged objects for cleaning. The use of bleaching agents can permanently impair the functional properties of the blue cover. The blue cover can be easily disinfected with oxygen-based disinfectant solutions. Board The board itself is very resistant and can be cleaned with normal household cleaners. Conventional cleaning: Use warm water and a mild detergent for cleaning. If necessary, wipe the board with a damp cloth and then allow it to dry thoroughly.							
Max. Belastbarkeit max. load capacity	200 kg							
Normen Standards/Regulation	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485							
Kontraindikation Contraindication	Keine bekannten Kontraindikationen No known contraindications							
CE-Kennzeichnung CE-Declaration	Ja Yes							
Abmessungen Dimensions	180 x 50 cm faltbar / foldable							
Gewicht Weight	2,85 kg							
Lagerbedingungen Storage Instructions	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 30° C Vor direkter Sonne schützen Dry, Storage temperature: 10° to 30° C Keep away from direct sunlight							
Gebrauchsanweisung Manual	Gebrauchsanweisung beachten! Attention to the user manual!							
Verkaufseinheiten/sales unit	Stück/pcs.	UDI-DI						
PRI / Box	1	04050856035622(11)xx10(xx)						
CE-Kennzeichnung CE-Declaration	Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745							
Produktkennzeichnung / Product labeling								
								
Konformitätskennzeichnung Mark of conformity	Vor Nässe schützen Keep dry	Vor Sonnenlicht fernhalten Keep away from sunlight	Temperaturbegrenzung Temperature limitation	Gebrauchsanweisung beachten Observe operating instructions	Produktionsdatum Observe operating instructions	Chargen-/Lot-Nr. Batch no./Lot no.	Produktkennzeichnung Unique Device Identification	Medizinprodukt Medical Device

						
faltbar foldable	Rutsch- gefahr Slip hazard	Hersteller Manufacturer	Die Überbrückung freier Transferebenen darf nicht mehr als 15 cm betragen The bridging of free transfer levels must be not exceed 15 cm	max. Gewichtsbelast- ung Max. weight load	Warnung Warning	Artikel- nummer Item- Number