



Die Drehscheibe erleichtert den Transfer beispielsweise zwischen Bett und Rollstuhl stehfähige Pflegebedürftige. Aufgrund der Start-Stopp-Funktion können die Bewegungen genau kontrolliert werden. Wir empfehlen den Einsatz der Drehscheibe in Kombination mit den Haltegürteln.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtslast	Garantie	Lagerung/Transport
Drehscheibe	ABS Kunststoff, latexfrei	beige	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-5080	Ø 40	1350 g	(01)04250355350800(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt kann nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden und bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften des Produktes dauerhaft beeinträchtigen.



Made in Germany