

# Fijación de Tubos Endotraqueales

Unidad de C.I.

Servicio de Emergencia

Especialmente cuando se usan tubos, una fijación cómoda y segura es importante. Con nuestra Sistema de Fijación para Tubos Transafix, desarrollamos una solución perfecta para este problema.

El set consiste en dos partes, las 2 placas de las mejillas, disponible en vellón o hidrocoloide también la tira de fijación con un largo de 40 cm. La tira puede ser ajustada individualmente y por lo tanto apropiada para todas las formas y tamaños.

Las placas de las mejillas y la tira de fijación están conectadas a través de una tira de Velcro. Debido al material sensible a la piel, el set puede ser usado hasta por 12 días.

Ambos materiales, vellón o hidrocoloide son muy gentiles con la piel. Para pacientes con piel dañada o sensible recomendamos el uso de las placas para mejillas de hidrocoloide.

Las placas de las mejillas y las tiras de fijación están disponibles como un set (2 placas para las mejillas y 1 tira de fijación) o como piezas individuales.



## Sistema de Fijación de Tubos Transafix - hidrocoloide Estéril, Set de 2 placas para las mejillas y 1 tira de fijación

Artículo-No.	8600610
PPN*	110948200634

## Sistema de Fijación de Tubos Transafix - vellón Set de 2 placas para las mejillas y 1 tira de fijación

estéril	Article-No.	8800600
non sterile	Article-No.	8700600
	PPN*	110050609994

## 2 Cheek plates - fleece

sterile	Artículo-No.	8800700
no estéril	Artículo-No.	8700700
	PPN*	110050613610

## 1 Tira de Fijación

estéril	Artículo-No.	8800800
	PPN*	110948201200
no estéril	Artículo-No.	8700800
	PPN*	110050608207

## Beneficios

- La mas alta calidad
- Fácil manejo
- Gentle, even to sensitive skin
- Es posible una limpieza de la boca rápida y sencilla
- La fijación es posible sin levantar la cabeza.
- Mas económica que las soluciones comunes
- No deja residuo
- Duración de la aplicación es de hasta 12 días

## Fijación de tubos endotraqueales

## Generalidades

Intensive Care Unit

Servicio de Emergencia

- Fijación fácil y segura debido a la tira de Velcro en las placas de las mejillas y la tira de fijación
- La fijación puede ser realizada sin necesidad de levantar la cabeza
- Apropiada para niños y adultos así como al tamaño del tubo




**Campo de Aplicación:**

Tubos endotraqueales, sondas nasales

**Duración de la aplicación:**

hasta por 12 días

## Ilustración




## Ilustración de los productos en su tamaño original



Placas para mejillas Transafix - hidrocólode



Placas para mejillas Transafix - vellón



Tira fijadora Transafix