


Artikel-Information

Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Mundschutz, 3-lagig, blau, mit Gummiband <i>Face Mask, 3-ply, blue, with ear loops</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	6010504M
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Haian Medigauze Co., Ltd. Jiaoxie Industry Park 226633 Haian, Jiangsu, Volksrepublik China
Qualitätsstandard	EN14683:2019+AC:2019 Anhang B+C ISO 22609:2004
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 3-lagiges Filtermedium • eingearbeiteter Nasenbügel • weiche Gummibänder • Glasfaser frei • Hypoallergen <ul style="list-style-type: none"> • <i>3-ply filter medium</i> • <i>Integrated nose bridge bar</i> • <i>Soft elastic bands</i> • <i>Glass fibre free</i> • <i>Hypoallergenic</i>
Material <i>Material</i>	<p><u>Äußere Schicht (hellblau) / Outer layer (blue)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 30g/m² Spinnvlies aus Polypropylen • <i>30gsm spundonded nonwoven from</i> <p><u>Mittlere Schicht (weiß) / Middle layer (white)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 25g/m² Melt Blow Filter • <i>25gsm meltblown filtration fiber</i> <p><u>Innere Schicht (weiß) / Inner layer (white)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 25g/m² Spinnvlies aus Polypropylen • <i>25gsm spunbonded nonwoven</i> <p><u>Gummibänder / Ear loop</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 cm ± 1 cm, mit Elastanekern, 3.5 mm • <i>17 cm ± 1 cm, with spandex core wire 3.5 mm</i> <p><u>Nasenbügel / Nose bridge bar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Kunststoff ummantelter Metalldraht • <i>Plastic-metal strip</i>

Abmessungen <i>Dimensions</i>	<u>Länge / Length</u> <ul style="list-style-type: none"> • 175mm ± 4mm <u>Breite / Width</u> <ul style="list-style-type: none"> • 95mm ± 4mm
Leistungsdaten <i>Performance data</i>	<u>Bakterienfilterleistung / Bacterial filtration efficiency</u> <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 98 % (entspricht Typ IIR)
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	vorhanden <i>available</i>
Verpackung <i>Packaging</i>	50 Stück in der Spenderbox 40 Spenderboxen pro Umkarton 20 Umkartons pro Palette <i>50 pcs per dispenser box</i> <i>40 dispenser boxes per outer carton</i> <i>20 shipping cartons perr pallet</i>
Abmessung Verpackung <i>Dimmension Packaging</i>	Umkarton / <i>Shipping carton</i> : 52 x 39 x 34 cm
Lagerbedingungen <i>Storage</i> Gebrauchsanweisung <i>Usage warning</i>	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 25°C <i>Dry, Storage temperatur: 10° to 25°C</i> Vor direkter Sonne schützen <i>Keep away from direct sunlight</i>