





Technisches Datenblatt / Technical data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Article description</i>	Transafix® 1 Nasalhalter aus Hydrocolloid, steril <i>Transafix® 1 nasal clip hydrocolloid, sterile</i>
Artikelnummer <i>Article number</i>	8200100
Artikelbild <i>Picture</i>	
Ansicht des Spenderkartons <i>View of dispenser box</i>	
Hersteller <i>Manufacture</i>	Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH Deutschland / Germany
Produktspezifikation <i>Product specification</i>	Zur Fixierung von Nasalsonden auf dem Nasenrücken <i>For fixation of nasaltubes on the nasal bridge</i>
Material <i>Material</i>	<p>Beschichtungsträger: Thermoplastisches Gummi <i>Coating: thermoplastic rubber</i></p> <p>Gewebe mit Haken aus 100% Polypropylen <i>Fabric with hook made of 100% polypropylene</i></p> <p>Klebstoff/ Adhesive: Hydrocolloid</p> <p>Abdeckmaterial / Cover material: Silikonpapier, weiß, geschlitzt / <i>Silicon paper, white, slitted</i></p>
Besonderheiten <i>Specials</i>	<p>Latex frei – DEHP-frei – PVC frei <i>Latex free – DEHP free – PVC free</i></p> <p>PVC wird bei der Herstellung unserer Pflaster nicht verwendet <i>PVC during manufacture of our fixing-tapes not used</i></p>
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485:2012</i>



CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	vorhanden <i>available</i>
Name und Nummer der Benannten Stelle <i>Name and Number of Notified Body</i>	ecm Zertifizierungsgesellschaft für Medizinprodukte in Europa mbH Bismarckstraße 106, 52066 Aachen 0481
Produktabmessung <i>Product dimension</i>	50 mm (± 2) x 36 mm (± 2)
Kartonabmessung <i>Carton size</i>	<u>Spenderkarton / Dispenser box</u> : 160 x 100 x 161 mm <u>Versandkarton / Shipping carton</u> : 330 x 210 x 330 mm
Verpackung <i>Packing</i>	1 Stück einzeln in einer Peelverpackung verpackt 25 Peelverpackungen pro Spenderkarton 8 Spenderkartons verpackt im Umkarton <i>1 pcs single packed per blister 25 blister packed in coloured dispenser box 8 dispenser boxes packed in 1 outer carton</i>
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 25°C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperatur: 10° to 25°C Keep away from direct sunlight</i>