

Technisches Datenblatt / Technical data sheet

Arikelbild / Article picture



Artikel-Nr. / Article No.

MH-H01	MH-L01	MH-L02	MH-N01	MH-O01	MH-T01	MH-T02	MH-Z01
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Artikel-Bezeichnung / Article Description

MeinHOLTZ Hip „Sonne“	MeinHOLTZ Lässig „Bär“	MeinHOLTZ Lässig „Wal“	MeinHOLTZ Natur	MeinHOLTZ Original „Rock on“	MeinHOLTZ Trendy „Blumen“	MeinHOLTZ Trendy „Kaktus“	MeinHOLTZ Zeitlos „Marmor“
--------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------













Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic HG Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 7, 61267 Neu-Anspach / Germany				
Einmalige Registriernummer Hersteller <i>Single registration number manufacturer</i>	DE-MF-000009432				
Zweckbestimmung <i>Indication</i>	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten, z.B. von Bett zu Bett, von Bett zu Transportliege, von Bett zu Rollstuhl oder von Rollstuhl zu Auto. <i>Transfer aid for repositioning patients, e.g. from bed to bed, from bed to stretcher, from bed to wheelchair or from wheelchair to car.</i>				
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	Das meinHOLTZ Rutschbrett ist eine äußerst solide und kompakte Transferhilfe aus Holz. Die kompakte Abmessung ermöglicht dem Anwender das Umsetzen vom Bettrand in den Rollstuhl / Stuhl etc. und insbesondere vom Rollstuhl in das Auto. Das meinHOLTZ Rutschbrett kann vom Patienten alleine eingesetzt werden. <i>The meinHOLTZ gliding board is an extremely solid and compact wooden transfer aid. The compact size allows the user to transfer from the edge of the bed to the wheelchair / chair, etc., and especially from the wheelchair to the car. The meinHOLTZ gliding board can be used by the patient / user on their own.</i>				
Material <i>Material</i>	Mehrfach verpresstes Ahornholz mit Versiegelung <i>Multiple Compressed Maple Wood with Sealing</i>				
Belastbarkeit <i>Weight capacity</i>	<table border="0"> <tr> <td>Patientengewicht <i>Patient weight</i></td> <td>Abstand zwischen den Auflagen <i>Gap between supports</i></td> </tr> <tr> <td>150 kg</td> <td>< 40 cm</td> </tr> </table>	Patientengewicht <i>Patient weight</i>	Abstand zwischen den Auflagen <i>Gap between supports</i>	150 kg	< 40 cm
Patientengewicht <i>Patient weight</i>	Abstand zwischen den Auflagen <i>Gap between supports</i>				
150 kg	< 40 cm				

Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485. <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485.</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	Medizinprodukt Klasse I <i>Medical Device Class I</i>
Abmessungen/Dimensions Gewicht/Weight	65 cm x 24 cm x 1,20 cm ca. 1,5 kg
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, vor direkter Sonne schützen <i>Dry, keep away from direct sunlight</i>
Gebrauchsanweisung <i>Manual</i>	Gebrauchsanweisung beachten! <i>Please pay attention to the user manual!</i>

REF	Verkaufseinheiten/sales unit	Stück / pcs.	UDI-DI
MH-H01	PRI / Box	1	(01)04050856039408(10)xx(11)xx
MH-L01	PRI / Box	1	(01)04050856039446(10)xx(11)xx
MH-L02	PRI / Box	1	(01)04050856041968(10)xx(11)xx
MH-N01	PRI / Box	1	(01)04050856039477(10)xx(11)xx
MH-O01	PRI / Box	1	(01)04050856044969(10)xx(11)xx
MH-T01	PRI / Box	1	(01)04050856039453(10)xx(11)xx
MH-T02	PRI / Box	1	(01)04050856041975(10)xx(11)xx
MH-Z01	PRI / Box	1	(01)04050856039460(10)xx(11)xx

CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 <i>Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745</i>
---	--

Produktkennzeichnung / Product labeling

							
Konformitätskennzeichnung <i>Mark of conformity</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Warnung <i>Warning</i>	Medizinprodukt <i>Medical Device</i>	Gebrauchsanweisung beachten <i>Observe operating instructions</i>	Produktionsdatum <i>Observe operating instructions</i>	Chargen-/Lot-Nr. <i>Batch no./Lot no.</i>	Produktkennzeichnung <i>Unique Device Identificatiom</i>
							
Vor Nässe schützen <i>Keep dry</i>	Vor Sonnenlicht fernhalten <i>Keep away from sunlight</i>	max. Gewichtsbelastung <i>Max. weight load</i>	Rutschgefahr <i>Slip hazard</i>				