

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH



NITRIL HANDSCHUHE

▪ *efficient* ▪

Beidhändig tragbares,
nicht steriles Einmal-Produkt
mit Rollrand und angerauten Fingerspitzen

NITRILE GLOVES

▪ *efficient* ▪

Non-sterile disposable product
with an ambidextrous design,
rolled edges and textured finger tips

<p>Verwendungszweck & -bereich <i>purpose & application area</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Abdeckung der Hände · Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene-, Labor- und Industriebereiche · Auch für HACCP-Zwecke geeignet 		<ul style="list-style-type: none"> · for covering hands · examination + care + hygienic + laboratory + industry sectors · also suitable for HACCP purposes 	
<p>Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate <i>Directives + classification/categorization & applied standards & certificates</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · CE gemäß MDR – Verordnung (EU) 2017/745 – Klasse I Produkt · CE gemäß PSA – Verordnung (EU) 2016/425 – KAT. III Produkt · CE 2777 - Notified Body: SATRA Technology Centre · EN 420:2003 + A1:2009 · EN ISO 374-1, -5:2016, EN 374-4:2013, EN 374-2:2014 · EN 455-1/2/3/4 (AQL 1.5) · Unbedenklichkeitserklärung für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln · EN ISO 9001:2015 · EN ISO 13485:2016 		<ul style="list-style-type: none"> · CE acc. to MDR – Regulation (EU) 2017/745 – Class I product · CE acc. to PPE – Regulation (EU) 2016/425 – CAT.III product · CE 2777 - Notified Body: SATRA Technology Centre · EN 420:2003 + A1:2009 · EN ISO 374-1, -5:2016, EN 374-4:2013, EN 374-2:2014 · EN 455-1/2/3/4 (AQL 1.5) · Declaration of Conformity for short contact with food · EN ISO 9001:2015 · EN ISO 13485:2016 	
<p>Mitgeltende Qualitätssicherung <i>applied quality assurance</i></p>	<p>EN 374-2:2014</p>	<p>Luftdichtheit Bestanden</p> <p>Wasserdichtheit Bestanden</p>	<p>Air Leak Pass</p> <p>Water Leak Pass</p>	<p>EN 374-1:2016</p> <p>40% Natriumhydroxid (K) Level 6</p> <p>37 % Formaldehyd (T) Level 6</p>
	<p>EN 374-4:2013</p>	<p>40% Natriumhydroxid (K) -40,4</p> <p>37 % Formaldehyd (T) 12,1</p>	<p>40% Sodium hydroxide (K) -40.4</p> <p>37% Formaldehyde (T) 12.1</p>	<p>EN 374-1:2016</p> <p>40% Sodium hydroxide (K) Level 6</p> <p>37% Formaldehyde (T) Level 6</p>
<p>Gebrauchshinweise <i>directions of use</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist · Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich · Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! · Der Anwender ist gehalten die Arteikeiligung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen! 		<ul style="list-style-type: none"> · instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory · harmless, if used properly by qualified persons · only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! · the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility! 	
<p>Verwendungseinschränkungen <i>restrictions of use</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · Nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen oder aggressiven Stoffen! 		<ul style="list-style-type: none"> · not for activities with hazardous, sharp or aggressive substances! 	

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.


® care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

Allgemeine Sicherheitshinweise <i>general safety notes</i>	· Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden!	· Do not use near strong heat or open fire!
Material <i>material</i>	· hochwertiger Nitrilkautschuk (NBR)	· high quality nitrile rubber (NBR)
Materialbeschaffenheit <i>material characteristics</i>	· stabil, dehnbar	· solid, expandable
Materialstärke <i>material thickness</i>	· Finger: ≈ 0,09 mm (± 0,01 mm) Handfläche: ≈ 0,07 mm (± 0,01 mm) · Rand: ≈ 0,05 mm (± 0,01 mm)	· finger: ≈ 0.09 mm (± 0.01 mm) palm: ≈ 0.07 mm (± 0.01 mm) · cuff: ≈ 0.05 mm (± 0.01 mm)
Materialgewicht <i>material weight</i>	Größe M ≈ 4,0 g/St. (± 0,2 g)	Size M ≈ 4.0 g/pc. (± 0.2 g)
Bruchdehnung <i>elongation</i>	· > 500 % · > 400 % nach Alterung	· > 500 % · > 400 % after aging
Reißfestigkeit <i>tensile strength</i>	· > 14 Mpa · > 14 Mpa nach Alterung	· > 14 Mpa · > 14 Mpa after aging
Allergiehinweis <i>allergy information</i>	· latexfrei, thiuramfrei, silikofrei	· free from latex + thiuram + silicone
Kennzeichnung <i>marking</i>	individuelle Lot Nr. zwecks Rückverfolgbarkeit	individual lot no. for traceability
Lagerung <i>storage</i>	· vor starker Hitze, Sonneneinstrahlung, Frost und Feuchtigkeit schützen	· store away from heat, light, frost and humidity
	· 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung	· 5 years from production date if stored correctly

Unterverpackung <i>subpackaging</i>	100 St. / Spenderbox	100 pcs. / dispenser box
Versandeinheit (1 Karton) <i>shipping unit (1 carton)</i>	1.000 St. / Karton (10 x 100 St.)	1.000 pcs. / carton (10 x 100 pcs.)

 PUDERFREI POWDER-FREE			
Größe <i>size</i>	B (± 5 mm) x L W (± 5 mm) x L	Weiß <i>white</i>	Blau <i>blue</i>
S	≈ 80 x 240 mm	REF 40 45 1201	REF 40 45 1221
M	≈ 90 x 240 mm	REF 40 45 1202	REF 40 45 1222
L	≈ 100 x 240 mm	REF 40 45 1203	REF 40 45 1223
XL	≈ 110 x 240 mm	REF 40 45 1204	REF 40 45 1224
XXL	≈ 115 x 240 mm	-----	REF 40 45 1225

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

* care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany