


## Artikel-Information

Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Einweg-Mundschutz für Kinder, blau <i>Disposable face mask for kids, blue</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	6010700
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Haian Medigauze Co., Ltd. Jiaoxie Industry Park 226633 Haian, Jiangsu, Volksrepublik China
Qualitätsstandard	EN14683:2019+AC:2019 Anhang B+C ISO 22609:2004
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-lagiges Filtermedium</li> <li>• eingearbeiteter Nasenbügel</li> <li>• weiche Gummibänder</li> <li>• Glasfaser frei</li> <li>• Hypoallergen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>3-ply filter medium</i></li> <li>• <i>Integrated nosepiece</i></li> <li>• <i>Soft elastic bands</i></li> <li>• <i>Glass fibre free</i></li> <li>• <i>Hypoallergenic</i></li> </ul>
Material <i>Material</i>	<p><u>Äußere Schicht (hellblau) / Outer layer (blue)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30g/m<sup>2</sup> Spinnvlies aus Polypropylen</li> <li>• <i>30gsm spunbonded nonwoven from</i></li> </ul> <p><u>Mittlere Schicht (weiß) / Middle layer (white)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25g/m<sup>2</sup> Melt Blow Filter</li> <li>• <i>25gsm meltblown filtration fiber</i></li> </ul> <p><u>Innere Schicht (weiß) / Inner layer (white)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25g/m<sup>2</sup> Spinnvlies aus Polypropylen</li> <li>• <i>25gsm spunbonded nonwoven</i></li> </ul>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	<p><u>Länge / Length</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 145 mm ± 4mm</li> </ul> <p><u>Breite / Width</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95mm ± 4mm</li> </ul>
Leistungsdaten <i>Performance data</i>	<p><u>Bakterienfilterleistung / Bacterial filtration efficiency</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 98 % (entspricht Typ IIR)</li> </ul>

CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	vorhanden <i>available</i>
Verpackung <i>Packaging</i>	30 Stück in der Spenderbox 50 Spenderboxen pro Umkarton <i>30 pcs per dispenser box</i> <i>50 dispenser boxes per shipping carton</i>
Abmessung Verpackung <i>Dimension Packaging</i>	Umkarton / Shipping carton: 55 x 27 x 34 cm
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Keep away from direct sunlight</i>